

# GÉZATONE



АППАРАТ ОК 018 BIO SONIC  
RF ЛИФТИНГ  
ХРОМОТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



# 01

## RF ЛИФТИНГ

Целенаправленный прогрев глубоких слоев кожи до температуры, стимулирующей выработку коллагена

# 02

## ХРОМОТЕРАПИЯ

Хромотерапия красного спектра 628-780 нм. Волны наиболее глубоко проникают в кожу.



## ПОКАЗАНИЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА  
ЛИЦА, ПТОЗ  
ПИГМЕНТАЦИЯ



МОРЩИНЫ В ОБЛАСТИ  
НОСОГУБНОГО  
ТРЕУГОЛЬНИКА



МОРЩИНЫ ВОКРУГ  
ГЛАЗ  
«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»




ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ  
ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ



КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ  
РАСТЯЖКИ  
РУБЦЫ





## МЕТОД RF ЛИФТИНГА


ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛНАМИ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА


ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОГРЕВ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ ДО НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА.

- КОЛЛАГЕННЫЕ ВОЛОКНА ОБРЕТАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ **УПРУГОСТЬ** И СЖИМАЮТСЯ
- АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА ФИБРОБЛАСТОВ, КОТОРЫЕ ВЫРАБАТЫВАЮТ **МОЛОДОЙ КОЛЛАГЕН**, ФОРМИРУЮЩИЙ **НОВЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАРКАС** КОЖИ
- ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОТА ФИБРОКЛАСТОВ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ АКТИВНО РАЗРУШАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОКНА СТАРОГО КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО ДЛЯ НОВОГО.


## МЕТОД RF ЛИФТИНГА




ДО ТЕРАПИИ



ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ



СРАЗУ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ



ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ



СНИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛАГЕНА, СНИЖЕНИЕ ЕГО КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ОСЛАБЛЯЕТ СТРУКТУРНЫЙ КАРКАС КОЖИ.



КОЛЛАГЕННОВЫЕ ВОЛОКНА ОБРЕТАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ УПРУГОСТЬ И СЖИМАЮТСЯ




ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ПОБУЖДАЕТ ФИБРОБЛАСТЫ К СИНТЕЗУ НОВОГО КОЛЛАГЕНА



ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА КОЖИ, ЛИФТИНГ, СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН.





## МЕТОД ХРОМОТЕРАПИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ВОЗДЕЙСТВИЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ 628-780 нм

КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПРОНИКАЕТ В ТКАНИ НА ГЛУБИНУ 25 мм,  
ПОГЛОЩАЯСЬ В ЭПИДЕРМИСЕ И ДЕРМЕ.

- РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА.
- СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СОСУДОВ.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ.
- КРАСНЫЙ ЦВЕТ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ NMF (натуральный увлажняющий фактор), ЧТО ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ.
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ И СУЖЕНИЕ ПОР.



## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ



КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА  
СТАРТ / ПАУЗА



RF МАНИПУЛА  
ДЛЯ ТЕЛА

RF МАНИПУЛА  
ДЛЯ ЛИЦА




РАЗЪЕМ ДЛЯ  
МАНИПУЛЫ

РАЗЪЕМ ДЛЯ СЕТИ

КНОПКА  
ВКЛЮЧЕНИЯ

## РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЦЕДУРА БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА  
ВОЗНИКНЕТ ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА ПОД КОЖЕЙ



### МОМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ


- КОЖА ВЫГЛЯДИТ СИЯЮЩЕЙ
- ПОВЫШАЕТСЯ УПРУГОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ КОЖИ
- ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА МОЖЕТ СЛЕГКА ПОКРАСНЕТЬ
- ПОКРАСНЕНИЕ ИСЧЕЗНЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
- НЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ ОЩУЩАЮТ ТЕПЛО, ИСХОДЯЩЕЕ ИЗНУТРИ КОЖИ



## RF ЛИФТИНГ

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА  
ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ ГЛУБИНЫ МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН ДО – 45%



## РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЦЕДУРА БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА  
ВОЗНИКНЕТ ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА ПОД КОЖЕЙ



### ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- СОСТОЯНИЕ КОЖИ БУДЕТ УЛУЧШАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА
- ЛИФТИНГ, ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
- РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН, ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА
- УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОСТАКНЕ
- КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ, КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ

## КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ  
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF  
КОРРЕКЦИИ КОЖИ



4515500 – 130 мл

Гель для проведения аппаратных процедур лазерной и RF коррекции кожи повышает эффективность проводимых омолаживающих и корректирующих процедур, минимизирует возможную реакцию кожи на воздействие, являясь великолепным контактным косметическим средством.


МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ДРУГИМИ  
АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ В КАЧЕСТВЕ  
КОНТАКТНОЙ СРЕДЫ



ЭКСТРАКТ  
ЭДЕЛЬВЕЙСА



ЭКСТРАКТ  
ЗВЕРБОЯ



СТЕАРАТ  
САХАРОЗЫ

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Усиление эффекта от процедур
- Профилактика обезвоживания кожи
- Увлажнение
- Успокаивающее и смягчающее действие
- Уменьшение реактивности кожи



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ  
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ И  
RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ



4515501 – 130 мл

Крем для использования после травмирующих воздействий, в том числе после процедур лазерной и RF коррекции эстетических недостатков. В состав крема включены активные компоненты, которые позволяют предупредить возникновение осложнений и повысить эффективность процедуры.

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ  
УХОДА ЗА ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖЕЙ



МАСЛО  
КАРИТЕ



МАСЛО  
СОИ



МАСЛО  
ЖОЖОБА



КОЛЛАГЕН



ГИАЛУРОНАТ  
НАТРИЯ



СКВАЛЕН



ЭКСТРАКТ  
КОРНЯ СОЛОДКИ

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Смягчение, устранение дискомфорта
- Увлажнение и сохранение влаги
- Успокаивающее действие
- Стимуляция регенерации и репарации
- Противовоспалительное действие
- Улучшение цвета лица



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

### СЫВОРОТКА КОЛЛАГЕН 5% Beauty Style



4506006 – 50 мл

Гелевая сыворотка на основе коллагена и эластина для интенсивного ухода за кожей всех типов. Обладает выраженным увлажняющим действием, укрепляет и подтягивает кожу, способствует уменьшению морщинок. Содержит 5% коллагена.

#### ПОКАЗАНИЯ:

- Для всех типов кожи
- Кожа с признаками увядания, морщины
- Сухая, тонкая кожа
- Профилактика преждевременного старения
- Стрессовая кожа, повреждение внешними факторами

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОЧЕТАНИИ С АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ, АЛЬГИНАТАМИ, МАСКАМИ, КРЕМАМИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО



КОЛЛАГЕН



ЭКСТРАКТ  
АЛОЭ



ЭЛАСТИН



ПАНТЕНОЛ

#### РЕЗУЛЬТАТ:

- Глубоко увлажняет кожу и возвращает чувство комфорта.
- Морщины менее заметны.
- Кожа гладкая, нежная и эластичная.
- Отдохнувший вид и здоровый цвет лица.
- Экономичное в расходе средство.

# GÉZATONE



АППАРАТ ОК 018 BIO SONIC  
RF ЛИФТИНГ ХРОМОТЕРАПИЯ



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
- ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА (2 ВИДА МАНИПУЛ)
- БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И В КАБИНЕТЕ КОСМЕТОЛОГА
- БЕЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА, НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
- БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ, ОЩУЩАЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕПЛО
- ЕСТЕСТВЕННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- НЕМЕДЛЕННЫЕ И ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА
- НЕ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- Онкологические заболевания
- Хронические заболевания в стадии декомпенсации: печеночная, почечная или дыхательная недостаточность
- Системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка и др.)
- Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, гипертоническая болезнь. Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
- Иммуносупрессивные заболевания. Прием иммуносупрессивных и дерматропных препаратов
- Беременность, период лактации.
- При наличии «свежих» ран, повреждений, ожогов, а также силиконовых имплантов и не рассасывающихся филлеров в месте обработки.
- Металлические конструкции в мягких тканях в зоне воздействия: «Золотые» и «Платиновые нити» нити
- Наличие стоматологических имплантов и брекетов, не является противопоказанием. Но если у Вас есть минимальные опасения относительно применения аппарата – посоветуйтесь с врачом до его использования.
- Акне в стадии обострения
- Купероз в зоне воздействия.
- После пластических операций воздействие возможно только после полной стабилизации мягких тканей (около 6 месяцев)
- Инфекционные заболевания, острые заболевания (в т. ч. грипп, ОРВИ), повышенная температура тела.
- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.
- Не рекомендуется использовать в области щитовидной железы
- Не используйте устройство без контактного геля



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

# GÉZATONE



**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

 <http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>

 <https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://vk.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>