



ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА С НАНОИОНАМИ

модель Aqua Care 105i

■ АРТ. 1301127



Полноценный уход за лицом и очищение кожи, подготовка к косметическим процедурам - вот основные функции паровой сауны Gezatone. Благодаря ионизации пар лучше проникает в кожу, максимально увлажняя ее.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Подготовка и распаривание кожи перед процедурой очищения. После применения сауны можно провести ручную или вакуумную чистку кожи, осуществить пилинг.
- Глубокое увлажнение кожи, восстановление гидробаланса. Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо после процедуры использовать увлажняющую косметику.
- Подготовка к нанесению косметических масок и кремов. Благодаря воздействию сауны поры кожи открываются, и косметические средства гораздо лучше усваиваются, действуя намного эффективнее.
- Для ухода за нормальной и жирной кожей рекомендуется использовать паровую сауну 2-3 раза в неделю; если кожа чувствительная и склонная к раздражениям, то достаточно одной процедуры в неделю.
- Регулярное использование паровой сауны **Aqua Care** делает кожу более мягкой и эластичной, улучшает ее внешний вид, повышает упругость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В~50 Гц
Потребляемая мощность: 280 Вт
Температура пара: Около 40°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат 1 шт.
Инструкция 1 шт.

АНАЛОГИЧНЫЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ



Паровая сауна для лица 4-в-1, Gezatone m123

Арт. 1301075



Паровая сауна для лица Gezatone 105S

Арт. 1301061



Маска для лица омолаживающая Beauty Style "Чистое Серебро" Арт. 4501602



Концентрат для лица Beauty Style с витамином С, 8 ампул * 3мл Арт. 4515109

EAN Штрих код EAN-13: 3004564028910

kg Вес брутто: 1,174

★★ Кол-во в ящике: 10

△△ Объем ящик: 0,08

Производитель: **Gezatone**

Гарантия производителя: 1 год со дня продажи