



GEZATONE «RF-ЛИФТИНГ»

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
RF-Lifting Gezatone m1601


GEZATONE RF-ЛИФТИНГ

- Безоперационная подтяжка лица не выходя из дома!
- Многофункциональный аппарат RF-Lifting Gezatone m1601 поможет Вам стать на несколько лет моложе, быстро и без усилий, а благодаря режимам работы по телу Вы сможете использовать его для похудения и коррекции фигуры.
- Первый аппарат, который сочетает в себе **ДВЕ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ** воздействия для безоперационной подтяжки лица – **РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ И МИОСТИМУЛЯЦИЯ.**

Артикул - 1301117

RF-ЛИФТИНГ – ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛНАМИ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Целенаправленный прогрев глубоких слоев кожи до необходимой температуры, стимулирующей выработку коллагена



**ЭПИДЕРМИС НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ
ТЕПЛОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

**ПРОГРЕВАНИЕ ДЕРМЫ И
ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ**

- Активизируются процессы выработки молодого коллагена, формируется новый поддерживающий каркас кожи.
- Коллагеновые волокна обретают первоначальную упругость и сжимаются.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ RF-ЛИФТИНГА


ДО ПРОЦЕДУРЫ: снижение образования коллагена, уменьшение его количества и ухудшение качества ослабляет структурный каркас кожи. Кожа дряблая и покрыта морщинами.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: радиочастотная энергия, направленная **точно в дерму**, равномерно нагревает волокна коллагена, стимулируя укрепление их структуры. Улучшается кровообращение, восстанавливается деятельность сосудов, активизируются все обменные процессы.

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ: деформированные и растянутые со временем волокна коллагена возвращают себе первоначальную форму, что визуально выражается в быстром разглаживании морщин и подтяжке кожи.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР:


- **СФОРМИРОВАН НОВЫЙ КОЛЛАГЕН**
- **КОЖА ПОДТЯНУТАЯ, УПРУГАЯ**
- **МОРЩИНЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ**



До



Во время



После

GEZATONE RF-ЛИФТИНГ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ

ЭМС – ТЕХНОЛОГИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ПОДАЧИ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ НА МЫШЦЫ. Производит эффект пассивной тренировки, что гарантирует максимальный эффект подтяжки и восстановления тонуса мышц.

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС ЛИЦА

УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО И ГЛУБИНА МОРЩИН

**КОРРЕКТИРУЕТСЯ ОВАЛ ЛИЦА
И «ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК»**

**ЭФФЕКТЫ СРАВНИМЫ С КРУГОВОЙ ПОДТЯЖКОЙ,
с той лишь разницей, что ВАМ НЕ НАДО
ЛОЖИТЬСЯ ПОД СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГА!**



1. РАДИОЧАСТОТНЫЙ (RF) ЛИФТИНГ

ДЛЯ ЛИЦА

- Улучшение кровообращения и ток лимфы
- Восстановление деятельности сосудов
- Активизация всех обменных процессов
- Восстановление волокон коллагена
- Разглаживание морщин и подтяжка кожи
- Стимуляция выработки новых волокон коллагена и эластина
- Коррекция овала лица
- Повышение тонуса и упругости кожи
- Устранение «второго подбородка»
- Общее омоложение кожи

ДЛЯ ТЕЛА

- Коррекция фигуры и борьба с целлюлитом
- Восстановление коллагеновых волокон
- Выравнивание поверхности кожи
- Активизация микроциркуляции
- Общее омоложение кожи
- Активное выведение избыточной жидкости
- Устранение «апельсиновой корки»
- Уменьшение объемов тела
- Сжигание жировых отложений в проблемных зонах
- Коррекция растяжек
- Повышение тонуса и упругости кожи

2. ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

ДЛЯ ЛИЦА

- Восстановление мышечного тонуса лица
- Уменьшение количества и глубины морщин
- Повышение плотности мышечной ткани
- Контур овала лица становится четким
- Уменьшается объем «второго подбородка»
- Улучшается состояние и цвет кожи

ДЛЯ ТЕЛА

- Возвращение мышцам утраченного тонуса
- Сжигание жировых отложений в проблемных зонах
- Борьба с целлюлитом
- Интенсивная коррекция фигуры
- Эффект пассивной тренировки мышц

3. ФУНКЦИЯ ВИБРАЦИИ И ХРОМОТЕРАПИИ

Дополнительная **функция вибрации и воздействие красным спектром излучения**. Вибромассаж усиливает местное кровоснабжение и лимфоток, способствует снятию спазма мимических мышц, усиливает эффективность. Красный спектр излучения нежно и деликатно воздействует на кожу, стимулируя выработку собственного коллагена и эластина клетками, что приводит к повышению ее упругости и эластичности.

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

- Работает от **сети** – это обеспечивает постоянную мощность воздействия во время всей процедуры.
- **4 программы воздействия** – полноценный комплексный уход за кожей лица и тела.
- **4 уровня интенсивности** – каждый сможет подобрать для себя оптимальный режим работы, включая людей с очень чувствительной кожей.
- Дополнительные функции аппарата – **режим вибрации и воздействие красным световым спектром** – для еще большей эффективности.
- Встроенный таймер – издаст звуковой сигнал через 3 минуты, что позволяет контролировать время воздействия.



МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

КОЛОССАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ – Вы получаете целых две омолаживающих методики для лица и тела в одном аппарате!

Не нужно тратить деньги на дорогостоящие салонные процедуры – теперь у Вас есть **СВОЙ ЛИЧНЫЙ МИНИ-САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ!**

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – Вы сможете пройти полноценный омолаживающий курс всего за несколько минут в день!



МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АППАРАТА позволяет использовать его как для омолаживающих процедур по лицу, так и для коррекции фигуры!

НИКАКИХ БОЛЕЗНЕННЫХ И НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ во время процедуры, никакого восстановительного периода!

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ – уникальное сочетание эффективных омолаживающих методик в одном приборе!

Компактный и легкий прибор работает от сети, а так же имеет разъем USB, что делает его **УДОБНЫМ В ПРИМЕНЕНИИ.**



GEZATONE RF-ЛИФТИНГ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Контактный гель для процедуры лазерной и RF-коррекции кожи, 130 мл Beauty Style арт. 4515500



Крем восстанавливающий защитный после процедуры лазерной и RF-коррекции кожи, 130 мл Beauty Style арт. 4515501



Гель для лица с экстрактом икры, 120 г Beauty Style арт. 4504006



Лифтинговый гель для лица «Ультралифт» Beauty Style 600 мл / 150 мл арт. 4501406 / 4501405



МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Запрещено использование детьми.
- Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
- Беременность, период лактации.
- Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем.
- Люди с заболеваниями сердца.
- При наличии шрамов.
- Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней.
- Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувствительной кожей.
- Купероз (сетка сосудов на лице).
- При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром.
- При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных процессов на коже.

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: Аппарат «RF-лифтинг для лица и тела» m1601
- Габариты: 240x230x65 мм
- Вес: 500 г
- Блок питания
- Входное напряжение и потребляемый ток: AC 100-240В, 50/60 Гц, 0,2А
- Материал электродов: нержавеющая сталь.
- Таймер: функция автовыключения по истечении 3-х минут.
- Производитель: Gezanne I.T.C./Жезанн И.Т.С. Saint Avertin, 39 rue des Granges Galand/Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж Галан, France/Франция.
- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.
- Выходное напряжение/ток: DC 5,0В/ 1,0А
- Режим Lifting: Выходная частота: 1,2 МГц (с контролем температуры кожи)
- Режим Exercise: Выходная частота импульсов: 33,3 Гц
- Частота пачек импульсов: 0,1 Гц, пауза 3 сек.
- Полярность импульсов: чередующаяся +/-
- Амплитуда импульсов: 10-40 В
- Режим Lifting Up: Выходная частота импульсов: 33,3 Гц
- Частота пачек импульсов: 0,2 Гц, пауза 2 сек.
- Полярность импульсов: чередующаяся +/-
- Амплитуда импульсов: 10-40 В
- Режим Smoothing: Частота вибрации: 3000 Гц



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti