

GÉZA
tone

НОВОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОТЫ
SONICLEANSE

AMG 195



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЗАЛОГ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ (пилинг) **НЕОБХОДИМО** для удаления загрязнений, отшелушивания слоя отмерших клеток и для запуска процессов обновления.

В РЕЗУЛЬТАТЕ пилинга кожа выглядит молодой и свежей, уменьшаются морщинки, выравнивается тон кожи, замедляются процессы старения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ УМЫВАНИЕ

НЕДОСТАТОЧНО

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

ОПАСНО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРАБОВ

ТРАВМАТИЧНО



? ВАШЕЙ КОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ
ОЩУЩЕНИЯ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ?

SONICLEANSE

ИДЕАЛЬНАЯ
ЧИСТОТА ВАШЕЙ
КОЖИ

ЗА
60 СЕКУНД



КРАСИВАЯ КОЖА НАЧИНАЕТСЯ С SONICLEANSE



ИЗБАВЬТЕСЬ

- ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
- ТУСКЛОГО ЦВЕТА ЛИЦА
- ЖИРНОГО БЛЕСКА
- ШЕЛУШЕНИЯ
- НЕРОВНОСТЕЙ КОЖИ
- МЕЛКИХ МОРЩИНОК



**ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЙ КОЖИ**

SONICLEANSE



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокочастотная вибрация «выбивает» загрязнения из пор, не травмируя кожу

Для мужчин и для женщин

Разглаживает морщинки, помогает уменьшить диаметр пор

Мягко массирует кожу, повышает эластичность и тонизирует кожу

Помогает избавиться от «черных точек»

Глубоко очищает кожу, деликатно удаляет все загрязнения


Для всех типов кожи, 3 сменные насадки для эффективного очищения

Улучшает цвет лица и тон кожи

Удобно пользоваться ванной и брать с собой в поездки

Помогает убрать мелкие дефекты кожи, улучшает ее текстуру

Усиливает действие косметики



МГНОВЕННЫЙ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

SONICLEANSE



3 СМЕННЫХ НАСАДКИ

ДЕЛИКАТНОЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТШЕЛУШИВАНИЕ



3 РЕЖИМА ПРОЦЕДУР

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ БЕЗ ПОКРАСНЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ДУШЕМ



БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ для МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА



SONICLEANSE



3 СМЕННЫХ НАСАДКИ


- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
- ОЧИЩЕНИЕ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ:
НОРМАЛЬНОЙ, ЖИРНОЙ, СМЕШАННОЙ,
СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
- НАСАДКА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- НАСАДКА ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
- НАСАДКА ДЛЯ ПИЛИНГА



SONICLEANSE



ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЗА **60** СЕКУНД



60

СЕКУНД

**УДАЛИТЕ МАКИЯЖ С ГЛАЗ, УСТАНОВИТЕ НУЖНУЮ НАСАДКУ
СМОЧИТЕ ЛИЦО И ЩЕТКУ ВОДОЙ, НАНЕСИТЕ НА КОЖУ ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО**

**ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ И ВЫБЕРИТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
ОЧИСТИТЕ КОЖУ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ: ЛОБ, ЩЕКИ, НОС,
ПОДБОРОДОК**

УМОЙТЕСЬ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ, НАНЕСИТЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

КРАСИВАЯ КОЖА - ЧИСТАЯ КОЖА

SONICLEANSE



РЕЗУЛЬТАТЫ

- УСТРАНЕНИЕ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УСТРАНЕНИЕ ЖИРНОГО БЛЕСКА
- УСТРАНЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ
- ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА КОЖИ
- РАЗГЛАЖИВАНИЕ МЕЛКИХ МОРЩИНОК
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ



SONICLEANSE



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС
«СИЯНИЕ»



КРЕМ-ПИЛИНГ
«ЛАСКА»



SONICLEANSE



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА АКВА 24



ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА СО
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ



SONICLEANSE



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ –
ПИЛИНГ АКВА 24



КРЕМ-ПИЛИНГ СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ



SONICLEANSE







ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- РАЗДРАЖЕНИЯ НА КОЖЕ, ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ (ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТЫ)
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ТРАВМЫ, СВЕЖИЕ РАНЫ, ОЖОГИ И КРОВОПОДТЕКИ
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КОЖИ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
- ПРОБЛЕМЫ С КРОВООБРАЩЕНИЕМ, ДИАБЕТ, ТУБЕРКУЛЕЗ, НАЛИЧИЕ ОПУХОЛЕЙ
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АКНЕ В ОСТРОЙ СТАДИИ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР (ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА, ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ)

SONICLEANSE



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Sonicleanse	Clarisonic	SonicClean	
				
ЦЕНА	3490 РУБ.	7 999 РУБ.	3 990 РУБ.	4 990 РУБ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	GEZATONE (ФРАНЦИЯ)	CLARISONIC (США)	SILK'N (НИДЕРЛАНДЫ)	SILK'N (НИДЕРЛАНДЫ)
СКОРОСТИ	2	2	2	3
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	вибрация 300 колебаний в секунду + режим пульсации	вибрация 300 колебаний в секунду	вибрация 300 колебаний в секунду	вибрация 300 колебаний в секунду + режим пульсации
T-TIMER	1 минутный цикл очищения, импульсный сигнал подскажет, когда следует перейти на следующую зону	1 минутный цикл очищения, импульсный сигнал подскажет, когда следует перейти на следующую зону	1 минутный цикл очищения, импульсный сигнал подскажет, когда следует перейти на следующую зону	1 минутный цикл очищения, импульсный сигнал подскажет, когда следует перейти на следующую зону
ЩЁТКА-НАСАДКА ДЛЯ ЛИЦА В КОМПЛЕКТЕ	Насадки для разных типов кожи, в том числе для чувствительной, 3 штуки	Насадка для чувствительной кожи, подходит для всех типов кожи, 1 штука	Насадка для чувствительной кожи, подходит для всех типов кожи, 2 штуки	Насадка для чувствительной кожи, подходит для всех типов кожи, 2 штуки
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	Водонепроницаемый	Водонепроницаемый	Защита от брызг	Водонепроницаемый
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	Зарядное устройство, подставка	зарядное устройство рLi	Универсальная зарядная станция	Индукционное зарядное устройство

SONICLEANSE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 143x88x182 мм
- Вес: 0,44 кг
- Количество колебаний:
18000

Блок питания

- Вход: 100-240 В~50/60 Гц, 180 мА
- Выход: = 6,5 В, 500мА
- Класс защиты: II

Аккумулятор:

- 1xNiMH 500мА*ч, 3,6 В.

Гарантийный срок эксплуатации

1 год со дня продажи.

Производитель:

GEZANNE I.T.C. /Жезанн.

Адрес: Saint Avertin 39 rue des
Granges Galand, Франция

Артикул: 1301146



SONICLEANSE

НОВОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОТЫ
ВАШЕЙ КОЖИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: 8 (495) 925-00-34

РЕГИОНЫ РФ (звонок бесплатный):

8-800-200-00-34

www.sozv.ru

info@sozv.ru