



GÉZATONE

МАССАЖЕР –
ЩЁТОЧКА
ДЛЯ ЛИЦА

BIOSONIC
AMG196PRO

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА КОЖИ ЗА 60 СЕКУНД



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ - ЗАЛОГ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ. РЕГУЛЯРНЫЙ ПИЛИНГ НЕОБХОДИМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОТШЕЛУШИВАНИЯ СЛОЯ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЦЕССОВ ОБНОВЛЕНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПИЛИНГА КОЖА ВЫГЛЯДИТ МОЛОДОЙ И СВЕЖЕЙ, УМЕНЬШАЮТСЯ МОРЩИНКИ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ ТОН КОЖИ, ЗАМЕДЛЯЮТСЯ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ.



«ЧЕРНЫЕ»
ТОЧКИ



ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
ЛИЦА



САЛЬНЫЙ
БЛЕСК



РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
НЕРОВНОСТИ КОЖИ



МЕЛКИЕ
МОРЩИНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЙ КОЖИ



ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
ВИБРАЦИЯ «ВЫБИВАЕТ»
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР,
НЕ ТРАВМИРУЯ КОЖУ




ДЛЯ МУЖЧИН
И ДЛЯ ЖЕНЩИН



ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ
КОЖУ, УДАЛЯЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ




3 СМЕННЫЕ
НАСАДКИ, ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



МЯГКО МАССИРУЕТ
КОЖУ, ПОВЫШАЕТ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ




ПОМОГАЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»




УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ
ЛИЦА
И ТОН КОЖИ




УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ
В ПОЕЗДКИ



ПОМОГАЕТ УБРАТЬ
МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ,
УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ
КОЖИ



УСИЛИВАЕТ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
КОСМЕТИКИ



ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ,
ПОМОГАЕТ
УМЕНЬШИТЬ ПОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЙ КОЖИ




РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ С АППАРАТОМ BIOSONIC AMG196PRO В 6 РАЗ
ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПОСОБ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЭФФЕКТИВНО И НЕЖНО УДАЛЯЮТ
ОРОГОВЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ЭПИДЕРМИСА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР, НЕ
ТРАВМИРУЯ КОЖУ И ПОЗВОЛЯЯ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ДАЖЕ САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.




3 СМЕННЫХ
НАСАДКИ



ВЛАГОСТОЙКИЙ
КОРПУС



2 ПРОГРАММЫ
МАССАЖА



ЗАРЯДКА
USB



ПРОЦЕДУРЫ 60 и
120 СЕКУНД

Арт. 1301228

3 СМЕННЫХ НАСАДКИ



НАСАДКА – ЩЁТОЧКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ТОНКИЕ И МЯГКИЕ ЩЕТИНКИ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ И ДЕЛИКАТНЫХ ОБЛАСТЕЙ.



НАСАДКА – ЩЁТОЧКА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

ЩЕТИНКИ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ, СМЕШАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ.



РОЛЛИКОВАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА

РАСЛАБЛЯЕТ ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕЧНОСТЬ, УЛУЧШАЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДЪЯГИВАЕТ КОЖУ.

Арт. 1301228

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



В КОМПЛЕКТЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



НАСАДКА – ЩЁТОЧКА
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ



МАССАЖНАЯ
НАСАДКА

КОРПУС ПРИБОРА

ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА И МАССАЖА Т-ЗОНЫ



+ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ
ЩЕТОЧКИ



ЩЁТОЧКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СКОРОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ТАЙМЕРА И МАССАЖА Т-ЗОНЫ

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ ПРИБОРА

Арт. 1301228

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУР



Арт. 4515867А – 150 мл

МИЦЕЛЯРНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА
«МАТРИКСИЛ»



Арт. 4515477А – 150 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «КОНТРОЛЬ»



Арт. 4515804 – 100 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
«КОМФОРТ»



Арт. 4515703 – 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ –
ПИЛИНГ АКВА 24

РЕЗУЛЬТАТЫ

КРАСИВАЯ КОЖА - ЧИСТАЯ КОЖА

- УСТРАНЕНИЕ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И ПРОФИЛАКТИКА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
- СВЕЖИЙ ЦВЕТ ЛИЦА И РОВНЫЙ ТОН КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЖИРНОГО БЛЕСКА
- УСТРАНЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ
- ВЫРАВНИВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ
- РАЗГЛАЖИВАНИЕ МЕЛКИХ МОРЩИНОК
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- РАЗДРАЖЕНИЯ НА КОЖЕ, ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ (ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТЫ)
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ТРАВМЫ, СВЕЖИЕ РАНЫ, ОЖОГИ И КРОВОПОДТЕКИ
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КОЖИ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
- КУПЕРОЗ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- НАЛИЧИЕ ОПУХОЛЕЙ
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АКНЕ В ОСТРОЙ СТАДИИ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР (ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА, ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВСТРОЕННЫЙ ЛИТИЙ – ЙОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР: 3,7в, 1500мА ч

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ:
20000 в минуту

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ:
125 X 220 X 78

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,48 кг



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>