



# GÉZATONE

НАБОР

ДЛЯ МАНИКЮРА

И ПЕДИКЮРА

PROFESSIONAL NAIL CARE

МОДЕЛЬ  
136D

# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА НОГТЯМИ

---

Маникюр – это настоящее украшение женщины, ее визитная карточка, которая зачастую может рассказать о своей владелице гораздо больше, чем она сама. Главный показатель состояния рук и опрятности их владелицы – это аккуратные ногти и наличие маникюра. У современной женщины, много хлопот на работе, по дому и с детьми, зачастую просто не остается времени на уход за руками.

Мы поможем Вам сохранить красоту ваших ногтей!

С набором для маникюра и педикюра **Professional Nail Care Gezatone 136D** Вы сможете сделать профессиональный маникюр и педикюр не выходя из дома.

# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

---

- Высокоскоростной набор для проведения процедур маникюра и педикюра.
- СЕМЬ СМЕННЫХ НАСАДОК с долговечным абразивным напылением позволяют достичь ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР в домашних условиях!
- Все входящие в состав набора абразивные насадки для проведения процедур маникюра и педикюра и лопаточка для удаления кутикулы имеют САПФИРОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ, рассчитанное на длительный срок службы.
- Насадки с сапфировым напылением удаляют только омертвевшие частицы кожи и не затрагивают живые клетки. Процедура маникюра и педикюра с набором Gezatone МАКСИМАЛЬНА ПРИЯТНА, УДОБНА и абсолютна БЕЗОПАСНА.
- Основу набора для маникюра и педикюра Gezatone составляет ПОРТАТИВНЫЙ микромотор в удобном эргономичном корпусе, с сенсорными клавишами управления. Микромотор имеет 13 СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ и реверс направления вращения.
- Аппарат работает от сетевого адаптера, что обеспечивает превосходную МОЩНОСТЬ и ПРОДУКТИВНОСТЬ работы. Набор размещается в удобной для хранения сумочке.

# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ



- **БОЛЬШАЯ МЕЛКОРНИСТАЯ НАСАДКА**  
Для выравнивания огрубевшей кожи и обработки твердых мозолей



- **ВОЙЛОЧНАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА**  
Для полировки поверхностей и кромок ногтевых пластин



- **МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА**  
Для обработки поверхностей и кромок ногтевых пластин



- **БОЛЬШАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПРОФИЛЬНАЯ НАСАДКА**  
Предназначена для удаления огрубевшей кожи



- **КРУПНОЗЕРНИСТАЯ НАСАДКА-ДИСК**  
Для предварительной подпилки, шлифовки  
и придания формы ногтевым пластинам



- **МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НАСАДКА-ДИСК**  
Для финальной подпилки, шлифовки  
и придания формы ногтевым пластинам



- **МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА С ОСТРОЙ ВЕРШИНОЙ**  
Для удаления ороговевшей кожи вокруг вросших ногтей

# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Станьте счастливым обладателем набора для маникюра и педикюра  
**PROFESSIONAL NAIL CARE GEZATONE 136D** Вы сможете:

- одинаково эффективно ухаживать за кожей ног и рук
- удалять нарастающую кутикулу и придавать ногтям нужную форму
- эффективно удалять любые мозоли и грубые участки кожи
- использовать множество функций прибора благодаря наличию 7 насадок
- заменить классические пилочки, которые вполне удобны для использования, но требуют больше времени
- брать набор в путешествия упаковав его в специальную сумочку-кейс для хранения
- иметь профессиональный уход за руками и ногами используя возможности прибора – 13 скоростных режимов и 2000-4640 об./мин.
- экономить время и деньги на поход в салон красоты
- или преподнести близкой подруге нужный и полезный подарок



# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Проконсультируйтесь с врачом относительно применения аппарата, если у Вас диабет или другие серьезные заболевания.
- Особые меры предосторожности следует предпринимать женщинам в период беременности. Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением аппарата.
- Не используйте аппарат на поврежденных (раны, царапины, ссадины, нарывы, ожоги, сыпь) и чувствительных участках тела.
- Не используйте аппарат при острых воспалительных процессах и температуре тела выше 38°C.
- Не используйте аппарат после приема лекарств-нейролептиков или алкоголя, притупляющих чувствительность.
- Процедура должна быть комфортной, при возникновении боли или дискомфорта немедленно прекратите.



# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL NAIL CARE Gezatone 136D

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### **ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК:**

АС 100В-240В / 50-60 Гц

### **ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК (СЕТЕВОЙ АДАПТЕР):**

DC 30В / 250 мА

**ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ:** 7,5 Вт

**ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ:**

не более 30 мин.

**УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ 13 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ:**

2000-4640 об./мин.

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:**

+15...35°С при влажности 20...85%

**МАССА (С УПАКОВКОЙ):** 430 г

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАБОРА:**

205 x 127 x 80 мм



**GÉZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**



# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>