

ПОЯС ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ЖИВОТА

Abdominal M11

6

ПРОГРАММ

- УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ ЖИВОТА
- КОРРЕКТИРУЕТ ФИГУРУ
- УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ ТЕЛА
- ФОРМИРУЕТ ПРОФИЛЬ ПРЕССА
- ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ
- 16 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
- 6 ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК
- ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Арт. 1301197



GÉZATONE

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

- Подтянутые, рельефные, упругие мышцы – мечта многих мужчин и женщин. С поясом Abdominal M11 Gezatone добиться этого стало намного проще. Прибор помогает тренировать мышцы пресса, способствует их укреплению и позволяет моделировать фигуру по Вашему желанию.
- Практичный и удобный пояс легко фиксируется на талии, теперь Вы можете посвящать тренировкам время, не отрываясь от работы, просмотра любимых передач, чтения или прогулок.
- Всего 4 недели тренировок по 5 раз в неделю могут дать видимый результат: объёмы жировой прослойки уменьшаться, мышцы станут более подтянутыми и рельефными.



КРЕПКИЕ МЫШЦЫ И КРАСИВАЯ ФИГУРА С ABDOMINAL M11 ОТ КОМПАНИИ GEZATONE!

GEZATONE


ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- В приборе Abdominal M11 Gezatone используется проверенная временем технология ЭМС.
- Электромиостимуляция – это воздействие на мышцы слабыми импульсными токами, которые стимулируют мышечные сокращения. Такая нагрузка максимально приближена к естественной, она повышает тонус мышц и их выносливость. Технология ЭМС эффективна и безопасна, более 40 лет применяется в физиотерапии и курсах реабилитации.
- При сокращении мышцы потребляют энергию из жировых отложений, таким образом, сокращаются объемы, выводится лишняя жидкость, улучшается метаболизм. При этом не происходит перегрузки суставов и позвоночника, неизбежной при традиционных занятиях.
- ЭМС – это не только «гимнастика для ленивых», но и средство для повышения результативности активных тренировок. Включите пояс Abdominal M11 Gezatone в свой комплекс нагрузок, и Вы заметите более выраженный результат: плоский живот и повышение рельефа мышц!
- Режим Fomentation (прогрев) усиливает кровообращение и способствует сжиганию жира, и может быть настроен на низкую, среднюю или высокую температуру.
- Пояс миостимулятор Abdominal M11 позволит Вам наслаждаться фитнесом с комфортом в любое время и в любом месте приятным, удобным и легким способом.

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



**УКРЕПЛЯЕТ
МЫШЦЫ ПРЕССА**



**УБИРАЕТ
ЛИШНИЙ ЖИР**



**УМЕНЬШАЕТ
ОБЪЕМЫ ТЕЛА**



**ГЛУБОКО
ПРОГРЕВАЕТ**



**ТОНИЗИРУЕТ
КОЖУ**



**ПРИДАЕТ
СТРОЙНОСТЬ ФИГУРЕ**



**КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВОК**

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

**УСИЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ
В СОЧЕТАНИИ
С УПРАЖНЕНИЯМИ
ИЛИ ЗАНЯТИЯМИ
В СПОРТЗАЛЕ**

**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
НА УПРАЖНЕНИЯХ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ**

**БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ
КОЖА
И ПОДТЯНУТАЯ
ФИГУРА**



**УКРЕПЛЕНИЕ
И ПОДТЯГИВАНИЕ
МЫШЦ БРЮШНОГО
ПРЕССА БЕЗ АКТИВНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ**

**16 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ
ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ**

**ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР
КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВКИ**

**6 ПРОГРАММ
ТРЕНИРОВОК**

GÉZATONE

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Сердечно-сосудистые заболевания
- Использование кардиостимулятора и сердечных имплантатов
- Онкология
- Беременность
- Тромбофлебит
- Эпилепсия
- Нарушение целостности кожных покровов (ожоги, ссадины, порезы и т.д.)
- При наличии серьезных заболеваний, не оговоренных в данном руководстве, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом использования прибора



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Тонизирующий гель для тела Beauty Style «Ультрафирм», 600 мл

Активный гель для процедур миостимуляции.
Гель тонизирует и укрепляет кожу, предотвращает появление растяжек и уменьшает дряблость кожи.



Крем с фосфатидилхолином для женщин "Плоский живот" MODELLAGE Beauty Style

Крем для быстрого похудения, способствующий расщеплению жировой ткани в наиболее проблемных местах - на животе и талии.



Средство для похудения Beauty Style «Slim Express» MODELLAGE

Активизирует обменные процессы, выводит избыточную жидкость, восстанавливает упругость и тонус.



Пластырь BeautyStyle для похудения, (14 шт)

Снижает аппетит, выводит лишнюю жидкость и расщепляет жировые отложения. Быстрая коррекция фигуры и уменьшение объемов!

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: от встроенного аккумулятора 3.7 В, 2200 мА*ч

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:

DC 5 В, не менее 1000 мА (в комплект не входит), разъем USB, тип А

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДАХ: 0-90 В (RMS) при нагрузке 500 Ом

ВЫХОДНОЙ ТОК НА ЭЛЕКТРОДАХ: 0-15 мА при нагрузке 500 Ом

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: 1-1000 Гц

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: 38 С - 48 С

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: +15...30°С

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ: не более 70%

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 245x120x65 мм

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,56 кг

ШК: 3004564030371



GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>