



# GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
И МАССАЖА  
лица и тела

AQUA PEELING  
MD-3a 400

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

МАССАЖ

УВЛАЖНЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖА И КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ





### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,  
ПОСТАКНЕ,  
ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,  
МОРЩИНЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО  
САЛА  
ЖИРНАЯ, СМЕШАННАЯ КОЖА



РАСШИРЕННЫЕ И  
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ,  
КОМЕДОНЫ




ПИГМЕНТАЦИЯ  
НЕРОВНЫЙ ТОН  
КОЖИ



НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА, РУБЦЫ, ШРАМЫ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ  
ШЕЛУШЕНИЕ



РАСТЯЖКИ





## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


ПРИБОР AQUA PEELING MD-3a 400 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГЛУБОКОГО И ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С ПОВЕРХНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ВЫРАВНИВАНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА, УСТРАНЕНИЯ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА ПОСРЕДСТВОМ АКВАПИЛИНГА: ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ И ВАКУУМА.




ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ  
АКВА - ПИЛИНГ




ВАКУУМНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ОБНОВЛЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ




арт. 1301254





### АКВА ПИЛИНГ / ГИДРОДЕРМАБРАЗИЯ

ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКИ НА КОЖУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОДАЕТСЯ СТРУЯ ЖИДКОСТИ, КОТОРАЯ В КОМБИНАЦИИ С ВАКУУМОМ, ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ, ВЫМЫВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР, ОТШЕЛУШИВАЕТ ОТМЕРШИЕ КЛЕТКИ И ОРОГОВЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ, ОДНОВРЕМЕННО ВЫРАВНИВАЕТ МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ.



ОЧИЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ АКВАПИЛИНГА

ДЕЛИКАТНАЯ И НЕ ТРАВМИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ АППАРАТНОГО УХОДА ДАЖЕ ЗА СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ  
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ ПОР  
ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН



КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ, ШРАМОВ И СТРИЙ



СТИМУЛЯЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ И СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА





### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


ПРИБОР AQUA PEELING MD-3A 400 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА БЕЗ АБРАЗИВА И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ. ПОМИМО ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ, АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОТОК, УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ДЕТОКСИКАЦИИ, ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА. ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КРВОСНАБЖЕНИЯ ТКАНЕЙ, ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КЛЕТОЧНОЕ ДЫХАНИЕ, УСКОРЯЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОБНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШАЕТСЯ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА.



НЕ  
ТРАВМИРУЕТ  
КОЖУ



ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ  
КОЖУ, УДАЛЯЕТ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



СТИМУЛИРУЕТ  
КРОВО-  
ОБРАЩЕНИЕ




ТОНИЗИРУЕТ  
КОЖУ, СУЖАЕТ  
ПОРЫ



ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ  
И СТИМУЛИРУЕТ  
ОБНОВЛЕНИЕ




ПОМОГАЕТ  
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»



УСИЛИВАЕТ  
ПРОНИКНОВЕНИЕ  
КОСМЕТИКИ



АКТИВИЗИРУЕТ  
ЛИМФОДРЕНАЖ



НЕ ИМЕЕТ  
СЕЗОННОСТИ



ПОВЫШАЕТ  
УРОВЕНЬ  
УВЛАЖНЕННОСТИ



ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ



КОМФОРТНАЯ  
ПРОЦЕДУРА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ

- **ТРИ НАСАДКИ:** ТРИ СМЕННЫЕ НАСАДКИ РАЗНОЙ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО СПЕКТРА ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА.
- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОЦЕДУР**
- **КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ:** УДОБНО ХРАНИТЬ И БРАТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКИ
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ, И ВОЗРАСТА (НАЧИНАЯ С 14 ЛЕТ - ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛЕНИЙ)**
- **ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ – ВСЕГО 15 МИНУТ**, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
- **ТРИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА** ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ.
- **ДЛЯ ПРОЦЕДУР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ, ФИЗ.РАСТВОР, ЛОСЬОНЫ, ТОНИКИ И СЫВОРОТКИ ПО ТИПУ КОЖИ.**



арт. 1301254



3 НАСАДКИ  
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ



ВСЕГО 15 МИНУТ  
НА ПРОЦЕДУРУ



3 УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ



### ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА




ЗЕРКАЛО

ТРУБКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Насадка А  
Для шеи

Насадка В  
Для носа

Насадка С  
Для лица

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

МАНИПУЛА



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ





## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ  
КОЖИ



МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН  
«КОНТРОЛЬ»

4515478A – 150 мл

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ  
КОЖИ



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК  
АКВА 24

4515702K – 200 мл

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И  
ТОНКОЙ КОЖИ



СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН  
«КОМФОРТ»

4515802K – 200 мл

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ



ТОНИК ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
«МАТРИКСИЛ»

4515866A – 150 мл







## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

1


РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С  
ЦЕНТЕЛЛОЙ И МУЦИНОМ



4506022K – 30 мл

2

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ



4515701K – 200 мл

3

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ  
ЭМУЛЬСИЯ  
SPF 20



4515845 – 50 мл





## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ\*



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ  
КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ПИГМЕНТАЦИИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА  
ЛИЦА



УСТРАНЕНИЕ  
КОМЕДОНОВ  
ПРОФИЛАКТИКА  
ВОСПАЛЕНИЙ



арт. 1301254



УМЕНЬШЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ  
ПОР  
ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН



КОРРЕКЦИЯ  
РУБЦОВ,  
ШРАМОВ И СТРИЙ

*\*Результаты курсового применения прибора группой участников в возрасте от 20 до 60 лет.*





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО, ГРИБКОВОГО ИЛИ ВИРУСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. НАЛИЧИЕ КОЖНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ТРАВМЫ, ПОРЕЗЫ, ОЖОГИ, ССАДИНЫ, НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ
- НЕВРАЛГИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- НАРУШЕНИЕ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ: 110 – 240В/50-

60Гц

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ: DC 12V

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 5Вт

РАЗМЕР ПРИБОРА: 320x230x80мм


МАТЕРИАЛ: Пластик ABS





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>