

GÉZATONE

АЭРОДИФФУЗОР

ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

AIR 400

АКВА-ПИЛИНГ

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ

СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ

БОДИ-АРТ




СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ АЭРОДИФфуЗОР GEZATONE AIR400 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ И СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ АКВА-ПИЛИНГА, БЕЗЫНЪЕКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ И СТИМУЛИРУЮЩЕГО МАССАЖА



» СУХОСТЬ И НЕДОСТАТОК ВЛАГИ, ДИСКОМФОРТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ



» КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ



» ПРОБЛЕМА ОТЕЧНОСТИ



» ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА, ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ




» УВЯДАЮЩАЯ КОЖА, МОРЩИНЫ, СНИЖЕННЫЙ ТОНУС



» ТУСКЛАЯ, БЕЗЖИЗНЕННАЯ, «УСТАВШАЯ КОЖА», БЛЕДНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ



АКВА ПИЛИНГ



ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ
ПИЛИНГ



СТИМУЛИРУЮЩИЙ
МАССАЖ



БОДИ – АРТ
НЕЙЛ – АРТ



НАНЕСЕНИЕ
МАКИЯЖА

арт. 1301250

АКВА ПИЛИНГ / ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ



МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ СТРУЯ ЖИДКОСТИ (ИЛИ СМЕСИ ЖИДКОСТИ И КИСЛОРОДА) ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕТ ПОРЫ И КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА, ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И ОРОГОВЕВШИХ ЧЕШУЕК

ПРОЦЕДУРА НЕ ТРАВМИРУЕТ, НЕ ПОВРЕЖДАЕТ И НЕ НАРУШАЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, НЕ ИМЕЕТ СЕЗОННОСТИ, ЕЁ МОЖНО ПРОВОДИТЬ КРУГЛЫЙ ГОД БЕЗ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



УСКОРЕНИЕ
ОБНОВЛЕНИЯ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

МЕЗОТРАПИЯ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ



КОРРЕКТИРУЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТАВЛЯЯ ГЛУБОКО В КОЖУ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОДИФФУЗОРА ОМОЛАЖИВАЕТ, ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО ДЫХАНИЯ И ОБМЕНА, АКТИВИЗИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ



МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ СТРУИ ЖИДКОСТИ СТИМУЛИРУЕТ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ, АКТИВИЗИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ И ПОВЫШАЕТ НАСЫЩЕНИЕ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ, УСКОРЯЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ.

УСИЛИВАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И СТИМУЛИРУЕТ ТОК ЛИМФЫ, ПОМОГАЕТ ВЫВЕСТИ ТОКСИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ОБМЕНА ИЗ КЛЕТОК.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ДЕТОКСИКАЦИЯ



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- ПРОЦЕДУРЫ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫ И АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ, НЕ ПОВРЕЖДАЮТ И НЕ ТРАВМИРУЮТ КОЖУ.
- КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.
- ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ И КОНФИГУРАЦИИ СТРУИ РАСПЫЛЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ.
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР КОМПРЕССОРА ИМЕЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРЕВА.
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ НА КОЖУ.
- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШЕДЕВРОВ НЕЙЛ-АРТА И БОДИ-АРТА.
- И, КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО, ЕСЛИ ЗАЛИТЬ В РЕЗЕРВУАР РАСПЫЛИТЕЛЯ ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ, МОЖНО НАРИСОВАТЬ УЗОРЫ НА ТОРТИКЕ.



ДЛЯ ЛЮБОГО
ТИПА КОЖИ



БЕЗ
БОЛИ




БЕЗОПАСНО



ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК 10 Л/МИН



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
290 кПА



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМА

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



арт. 1301250



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4506021К – 30 мл

Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой и комплексом Акваксил

УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4515702К – 200 мл

Увлажняющий тоник Аква 24

ОМОЛОЖЕНИЕ



Арт. 4506020К – 30 мл

Сыворотка с пептидами для лица "Сияющий цвет"

ОМОЛОЖЕНИЕ



Арт. 4515866А – 150 мл

Тоник омолаживающий "Матриксил"

ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Арт. 4506022К – 30 мл

Регенерирующая сыворотка для лица с центеллой и муцином

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР*

25%

+ 25% ПОВЫШЕНИЕ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ

45%

+ 45% ПОВЫШЕНИЕ
ГЛАДКОСТИ КОЖИ



37%

- 37% СОКРАЩЕНИЕ
ГЛУБИНЫ МОРЩИН

10%

+ 10% ПОВЫШЕНИЕ
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

* По результатам курсового тестирования на контрольной группе женщин в возрасте 18 – 60 лет.
Продолжительность курса 60 дней



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПОВРЕЖДЕНИЯ И НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ (СВЕЖИЕ ССАДИНЫ, РАНЫ, ОЖОГИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ И ПРОЧ.)
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА КОЖЕ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ АКВА-ПИЛИНГ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГАХ. ДАННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОЦЕДУРУ БЕЗЫНЪЕКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



арт. 1301250



- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ: ~ 220-250 В., 50 ГЦ., 0.8 А
- ПАРАМЕТРЫ ПОМПЫ:
- ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 10 Л/МИН
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 290 КПА (2,9 БАР)
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 0,2 – 0,5 ММ





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>