

GÉZATONE

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

V-Line



МАССАЖЕР «RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»

Модель M1605



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

RF-ЛИФТИНГ И МИКРОТОКИ: ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Лифтинг и омоложение кожи

Сочетание двух современных методик для поддержания красоты и молодости кожи.

Два эффективных косметологических метода: RF-лифтинг и микротоки, соединенные в массажере m1605 Gezatone, воздействуют на глубокие слои кожи, активизируют процессы выработки молодого коллагена и повышают энергетический потенциал клеток кожи.

Массажер m1605 Gezatone позволит провести профессиональную процедуру омоложения кожи с комфортом, не выходя из дома.

Деликатное действие массажера не повреждает кожу и омоложение происходит естественным образом благодаря активизации собственного потенциала кожи, а не за счет введения чужеродных веществ и наполнителей.

Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Каждая женщина с возрастом начинает замечать признаки возрастных изменений кожи

Морщинки
на лбу




Морщинки
вокруг рта



Морщины на шее
и в зоне декольте




Морщинки
вокруг глаз



Носогубные
складки




Неровный контур
овала лица



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Замедляются процессы восстановления волокон коллагена и эластина, вследствие чего кожа теряет упругость и эластичность





МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОМОЛОЖЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ.

МЕТОД RF-ЛИФТИНГА

Создание молодого поддерживающего каркаса кожи.

При воздействии на кожу, радиоволны вызывают местное повышение температуры. Старые коллагеновые волокна под действием тепла обретают первоначальную упругость и сжимаются, что ведет к укреплению структурного каркаса кожи, её уплотнению и разглаживанию морщин.

Слабый тепловой эффект стимулирует восстановительные и обменные процессы, а также активизирует клетки кожи, ответственные за выработку коллагена и эластина. В результате ускоряется синтез новых молодых волокон и начинается построение нового молодого каркаса кожи.

Моделирование овала лица

Действие на клетки жировой ткани ускоряет обменные процессы и способствует интенсивному выведению жидкости из областей скопления избыточного жира. За счет выведения жидкости и ускорения обменных процессов в жировых клетках происходит уменьшение объемов в области второго подбородка.




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ




ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОКОН КОЛЛАГЕНА с помощью прибора для RF-лифтинга лица M1605 GEZATONE.

ДО ПРОЦЕДУРЫ




Старые волокна коллагена перестают удерживать кожу и формируются морщины

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ



Сконцентрированная тепловая энергия разрушает волокна коллагена. Естественный процесс заживления индуцирует образование новых волокон коллагена

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ



Стойкое сокращение количества морщин и омоложение кожи. Улучшение внешнего вида всех областей лица и шеи



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

ЭФФЕКТЫ RF-ЛИФТИНГА


Немедленный лифтинг эффект

Сразу после процедуры возникает видимый эффект лифтинга, который сохраняется от нескольких дней до недели. Его появление связано с укреплением «старых» коллагеновых волокон.

Отсроченный лифтинг эффект

Через несколько недель появляется ярко выраженный лифтинг-эффект, который усиливается от процедуры к процедуре. Это связано с активным синтезом молодого коллагена и формированием нового каркаса кожи. Морщины разглаживаются, повышается тонус, упругость, эластичность и плотность кожи.

Поддерживающие процедуры после курса помогут достичь более стойких результатов.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МИКРОТОКИ

Омоложение на клеточном уровне.

С возрастом работа клеток замедляется, снижается их энергетический потенциал и нарушаются функции. Микротоки способствуют восстановлению процессов выработки энергии в клетках кожи, что ведет к восстановлению их функциональной активности, клетки «просыпаются» и начинают «работать» как в молодом возрасте.

Микротоки:

- деликатно воздействуют на кожу, восстанавливая активность клеток и состояние всех слоев кожи;
- тонизируют мышцы, нормализуют микроциркуляцию и лимфооток;
- стимулируют синтез коллагена и эластина;
- абсолютно безопасны и не вызывают никаких неприятных ощущений;

Микротоки воздействуют не только на клетки кожи, но и укрепляют мышцы, кровеносные и лимфатические сосуды, уменьшают отечность, а также обеспечивают увлажнение глубоких слоев кожи.





RF-ЛИФТИНГ

RF-лифтинг запускает естественные процессы образования молодого коллагена, способствует формированию нового структурного каркаса кожи и уменьшению глубины морщин

- Лифтинг-эффект, подтяжка и укрепление кожи
- Повышение эластичности и упругости кожи
- Коррекция овала лица, уменьшение «второго подбородка»
- Выравнивание кожного рельефа
- Уменьшение морщин
- Улучшение цвета лица и тона кожи
- Уменьшение отечности

МИКРОТОКИ

Микротоки обеспечивают необходимый уровень влаги в коже, устраняют застойные явления в тканях и укрепляют мышцы.

- Повышение тонуса и упругости кожи
- Уменьшение глубины морщин
- Уменьшение отечности
- Глубокое увлажнение кожи
- Улучшение цвета лица
- Нормализация работы сальных желез
- Уменьшение расширенных пор
- Уменьшение рубцов и шрамов

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК RF-ЛИФТИНГА И МИКРОТОКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ УСТРАНЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.



V-Line

МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА m1605 GEZATONE

- ✓ ЛИФТИНГ, ВИДИМОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
- ✓ ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
- ✓ ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ КОЖИ
- ✓ РОВНЫЙ ТОН КОЖИ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ✓ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА, УМЕНЬШЕНИЕ «ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК И МОРЩИН ВОКРУГ РТА
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ, ЯРКОСТИ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Для достижения максимального эффекта необходимо использовать специальные косметические средства



Контактный гель
для процедуры лазерной
и RF коррекции кожи,
130 мл Beauty Style
Артикул – 4515500



Крем восстанавливающий
защитный после процедуры
лазерной и RF коррекции
кожи,
130 мл Beauty Style
Артикул – 4515501



Лифтинговый гель для
лица «Ультралифт»,
150 мл. Beauty Style
Артикул – 4501405




Шелковая маска
«Экстра лифтинг»,
Beauty Style
Артикул – 4515811



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА ЛИЦА M1605 GEZATONE




УНИВЕРСАЛЬНО

Подходит для всех возрастов
и типов кожи



БЫСТРО

Сеанс длится всего
15–20 минут




ЭФФЕКТИВНО

Происходит разглаживание
и кожи, и мышечной ткани



БЕЗОПАСНО

Минимальное количество
противопоказаний



БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Не требуется анестезии и
восстановительного периода



УДОБНО

Возможность
проведения процедуры
в домашних условиях



РЕЗУЛЬТАТИВНО

Положительные результаты
подтверждены отзывами



ВЫГОДНО

Эффект сравним
с салонными процедурами,
но за меньшие деньги



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Прибор не используется на поврежденной коже, не рекомендуется применение при прохождении омолаживающего курса в салоне с использованием травмирующих методик (микродермабразия, химический пилинг, лазерное омоложение и шлифовка, радиоволновой лифтинг).

- Беременность и лактация
- Острые инфекционные и вирусные заболевания
- Онкологические заболевания
- Наличие кардиостимулятора
- Заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка)
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения
- Акне в стадии обострения
- Наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия прибора
- Склонность к образованию келоидов
- Наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки
- Тяжелые формы сахарного диабета
- Тяжелые стадии гипертонической болезни
- Детский или подростковый возраст
- Прием дерматропных препаратов (например, роаккутан)
- Грипп, ОРВИ, повышенная температура
- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА ПРОЦЕДУР

Интенсивная программа ежедневных процедур



1-я Неделя **ПРОГРЕВ**

RF воздействие тщательно прогревает кожу, придает ей упругость и эластичность

2-я Неделя **РАЗГЛАЖИВАНИЕ**

Стимулируется выработка волокон коллагена и эластина, сокращается количество и глубина морщин.

3-я Неделя **УКРЕПЛЕНИЕ**

Микротоки стимулируют мышцы и делают кожу более упругой

4-я Неделя **ЛИФТИНГ**

Подтягивание уже упругой кожи, ярко выраженный лифтинг эффект

5-я Неделя **МАССАЖ**

Контурный массаж, рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю

После 5-ой недели продолжайте проводить процедуры в режиме массажа 2-3 раза в неделю для поддержания результата.



В случае дискомфорта из-за усталости мышц, рекомендуется на один день пропустить процедуры, чтобы дать коже отдохнуть и восстановиться.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МАССАЖЕР
«RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА»
Модель M1605

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажер для RF-лифтинга лица m1605

Модель: SWT-150A

Артикул: 1301177

Рабочая температура окружающего воздуха: 15–30°С при влажности 10–60%

Дисплей 3,3 см OLED

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входное напряжение и потребляемый ток: AC 100–240 V, 50 / 60 Hz, 0,1 A

Выходное напряжение / ток: 5,0В / 1,0 A

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ

Выходная частота RF: 1,2 МГц

Выходная частота MET импульсов: 15–33 Гц

Частота пачек импульсов: 0,1–0,5 Гц, пауза 0,5–3 сек.

Амплитуда импульсов MET: 50–75 В

Механическая вибрация 3 кГц

Размер (Д x Ш x В) 170x48x20 мм.

Вес 550 г.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 200-00-34 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti

Арт. 1301177

