

**GÉZA** *tone*

# m115

## УЛЬТРА ТОНИК

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
«УЛЬТРАЗВУК + МИОСТИМУЛЯЦИЯ»





**МОРЩИНЫ? ДРЯБЛОСТЬ?  
СНИЖЕННЫЙ ТОНУС КОЖИ ЛИЦА  
И ТЕЛА?**



**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:  
УЛЬТРА ТОНИК**

**ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ  
И МИОСТИМУЛЯЦИЯ**

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК УЛЬТРАЗВУКОВОГО МАССАЖА И МИОСТИМУЛЯЦИИ В АППАРАТЕ «УЛЬТРА ТОНИК» УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ И РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ



КРАСИВАЯ КОЖА И СТРОЙНОЕ  
ТЕЛО



# m115 УЛЬТРА ТОНИК

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ

- ДРЯБЛОСТИ
- МОРЩИН
- ТУСКЛОГО ЦВЕТА ЛИЦА
- ОТЕКОВ
- «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА
- ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



**ТЕХНОЛОГИЯ ЭМС И УЛЬТРАЗВУКОВОГО МАССАЖА:  
КОСМЕТИЧЕСКИЙ МИНИКОМБАЙН ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**



# m115

## УЛЬТРА ТОНИК

ДЛЯ ЛИЦА

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ  
ЛИЦЕВОГО КАРКАСА

УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

ЛИФТИНГ, РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ОВАЛА ЛИЦА







# m115

## УЛЬТРА ТОНИК

ДЛЯ ТЕЛА

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА  
И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ

КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ  
ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



# m115

## УЛЬТРА ТОНИК

### ПРИ КАКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
- МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ НА ЛБУ, ПЕРЕНОСИЦЕ, ВОКРУГ ГУБ И ГЛАЗ
- ОТЕЧНОСТЬ
- ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, «УСТАЛОЕ ЛИЦО»
- СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК И НАРУШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ОВАЛА ЛИЦА
- ЦЕЛЛЮЛИТ И ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
- СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ ТЕЛА

# 2 САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ функции прибора УЛЬТРА ТОНИК

## МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ИМИТИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ  
МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ, ЗАСТАВЛЯЯ  
ИХ РАБОТАТЬ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРЕЖНИЕ  
ФОРМЫ

ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОВАЛ ЛИЦА,  
УМЕНЬШАЕТ ВТОРОЙ  
ПОДБОРОДОК



## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ

МЯГКО И ДЕЛИКАТНО  
СТИМУЛИРУЕТ КЛЕТКИ КОЖИ

УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ

ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, ПОВЫШАЕТ  
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА

УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  
ПОВЫШАЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

# m115

# УЛЬТРА ТОНИК




## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Еще никогда косметический уход не был так прост, удобен и абсолютно безопасен в использовании. Жидкокристаллический дисплей на панели управления поможет Вам выбрать:

- ✓ Два режима работы Ультразвука
- ✓ Три программы ЭМС
- ✓ Желаемое время процедуры
- ✓ Уровень интенсивности

Настройте прибор под свои потребности и наслаждайтесь комфортными процедурами не выходя из дома.





m115

# УЛЬТРА ТОНИК



## ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Поводить курс омолаживающих косметических процедур в уютной обстановке собственного дома теперь стало доступно! Использование этого прибора всего 20 минут 4-5 раза в неделю позволит Вам значительно улучшить состояние кожи. Уже после первого применения Вы заметите как:

- ✓ *Мимические морщины на лбу, переносице и коже вокруг глаз станут менее заметными.*
- ✓ *Активизируется выработка собственного коллагена и эластина и кожа лица помолодеет.*
- ✓ *Упругость и эластичность кожи значительно повысится.*
- ✓ *Благодаря микроциркуляции крови и лимфы цвет лица улучшится, отеки спадут.*

Вас приятно удивит и порадует отражение в зеркале!



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

m115

# УЛЬТРА ТОНИК



## ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСА ПРОЦЕДУР

В результате курса процедур не только Вы, но и Ваши близкие заметят, как помолодело Ваше лицо:

- ✓ *Окажет лифтинговое действие на контуры овала лица.*
- ✓ *Кожа станет более ровной, упругой и эластичной.*
- ✓ *Глубина и количество морщин уменьшаются.*
- ✓ *Активные компоненты специальных косметических средств проникнут в глубокие слои кожи, дадут полноценное питание и увлажнение.*
- ✓ *Овал лица станет более четким и исчезнет второй подбородок.*

Широкий спектр применения и возможности прибора позволят Вам достичь видимых результатов за короткий срок, надолго сохранить их и в любой момент поддержать. **Прибор станет Вашим личным косметологом и будет служить Вам долгие годы!**

# m115 УЛЬТРА ТОНИК



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ



Гель для лица с экстрактом  
икры Beauty Style, 120 г  
Артикул - 4504006



Лифтинговый гель для лица  
«Ультрالیфт», Beauty Style,  
150 мл  
Артикул - 4501405

### ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОРЕЗА



Beauty Style Сыворотка  
для лица с коллагеном,  
50мл  
Артикул - 4506003



Сыворотка для лица  
с гиалуроновой кислотой,  
Beauty Style 12 ампул\*5мл  
Артикул - 4505010



Три вида концентратов  
для лица Beauty Style  
8 ампул \* 3мл



Широкий выбор  
сывороток для лица  
Beauty Style, 5мл\*12шт

# m115

## УЛЬТРА ТОНИК



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ИМПЛАНТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ВНУТРИКОЖНО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД КОЖЕЙ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- ФЛЕБИТЫ И ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
- НЕВРАЛГИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА



Москва 8 (495) 925-00-34  
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

Присоединяйтесь:

 [www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)