

# МАССАЖЕР-ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА Gezatone AMG199 Bio Sonic

**GÉZATONE**  
home beauty

**BIO SKIN**



**+** ЕЖЕДНЕВНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
РОЛИКОВЫЙ  
МАССАЖ

**21**  
В

## ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАССАЖЕРА AMG199 BIO SONIC GEZATONE

AMG199 Bio Sonic Gezatone в отличие от большинства портативных аппаратов для очищения кожи может изменять направление вращения насадок, что позволяет проводить процедуры очищения и массажа с максимальным комфортом и без растягивания кожи.

### МАССАЖЕР AMG199 BIO SONIC GEZATONE ПОЗВОЛИТ ВАМ:

- ✓ Глубоко и эффективно очистить кожу;
- ✓ Устранить отмершие клетки и избавиться от шелушения;
- ✓ Очистить поры, устранить «черные точки»;
- ✓ Выровнять тон кожи, улучшить ее цвет и внешний вид;
- ✓ Провести процедуру моделирующего пластического массажа;
- ✓ Повысить эластичность и упругость, укрепить и подтянуть кожу;
- ✓ Устранить жирный блеск;
- ✓ Усилить действие косметических средств;
- ✓ Уменьшить проявления возрастных изменений;
- ✓ Пособствовать уменьшению отечности.



Арт: 1301171

## ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРИБОР AMG199 BIO SONIC GEZATONE

**ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ.**

Очищение мягкими щеточками в сочетании с высокочастотной вибрацией устраняет загрязнения, макияж и избыток кожного сала.

**ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 1-2  
РАЗА В НЕДЕЛЮ.**

Глубоко очистить поры и удалить отмершие клетки поможет жесткая щеточка, которая в сочетании с вибрационным воздействием полностью избавит кожу от загрязнений.

**ДЛЯ УКРЕПЛЯЮЩЕГО И  
ПОДТЯГИВАЮЩЕГО МАССАЖА.**

Массаж специальной насадкой с металлическими шариками повысит тонус и упругость кожи, улучшит цвет лица и уменьшит глубину морщин.



**BIO SKIN**  
модель AMG199

Арт: 1301171

## ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА AMG199 BIO SONIC GEZATONE

### 1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПРИ ПОМОЩИ ЩЕТОЧЕК (БРАШИНГ)

Регулярное тщательное очищение сохраняет кожу упругой, красивой и здоровой на долгие годы. Прибор AMG199 Bio Sonic Gezatone создан для того, чтобы процесс очищения кожи был максимально результативным и приятным. Он подходит для мужчин и женщин, его можно применять ежедневно для деликатного очищения кожи от макияжа, загрязнений и избытка кожного сала. Используя насадки-щеточки из гипоаллергенного материала можно проводить очищение как нормальной, смешанной, комбинированной, жирной, так и чувствительной кожи.

- ✓ 2 уровня интенсивности воздействия позволяют тщательно очистить кожу, не вызывая раздражения.
  - ✓ Сочетание действия щеточек и высокочастотной вибрации буквально выталкивает грязь из пор, предотвращая образование «черных точек».
- Используйте прибор дома, на отдыхе, в дороге. Он подарит коже свежесть и сияние, сделает её гладкой и шелковистой.



## ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА AMG199 BIO SONIC GEZATONE

### 2. РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Специальная массажная насадка с металлическими шариками открывает безграничные возможности для моделирующего массажа лица. Воздействие насадки укрепляет и подтягивает кожу, делает её упругой, усиливает кровообращение, уменьшает глубину морщин и улучшает цвет лица. Стимулирующий массаж способствует выведению застоявшейся жидкости и устраняет отеки.

#### ✓ РЕЛАКСИРУЮЩИЙ ТЕПЛЫЙ МАССАЖ

Чтобы избавиться от признаков усталости на лице, повысить упругость и эластичность кожи, снять спазмы лицевых мышц массажная насадка используется теплой. Для этого перед сеансом массажа её необходимо подержать в горячей воде, чтобы металлические шарики нагрелись.

#### ✓ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ХОЛОДНЫЙ МАССАЖ

Чтобы подтянуть кожу и повысить её тонус, уменьшить глубину морщин и устранить отеки, массажная насадка используется в охлажденном виде. Для этого перед сеансом массажа её необходимо поместить в морозилку, чтобы металлические шарики охладились.



## AMG199 BIO SONIC GEZATONE СПОСОБЕН СПРАВИТЬСЯ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ КОЖИ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

- 💧 Деликатно убирает загрязнения
- 💧 Удаляет комедоны и сокращает расширенные поры

**BIO SKIN**  
модель AMG199



**ОЧИЩЕНИЕ**

на новом уровне

Удаляет макияж и очищает поры

НА **85%** ЭФФЕКТИВНЕЕ  
чем при обычном умывании

**2.1** **В**

- 💧 Устраняет сальный блеск и нормализует повышенное салоотделение
- 💧 Великолепно снимает шелушение
- 💧 Сокращает количество мелких морщинок
- 💧 Придает тонус и упругость кожи
- 💧 Устраняет отечность
- 💧 Выравнивает тон кожи

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

Увлажняющая пенка для  
демакияжа

Beauty Style АКВА 24

*Для всех типов кожи,  
особенно для сухой и  
обезвоженной*



Пенка для демакияжа  
со стволовыми клетками  
арганы Beauty Style

*Для всех типов кожи,  
особенно для чувствительной  
и тонкой кожи*



ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

Увлажняющий крем-  
пилинг АКВА 24

Beauty Style

*Для всех типов кожи,  
особенно для сухой и  
обезвоженной*



Крем-пилинг со  
стволовыми клетками  
арганы Beauty Style

*Для всех типов кожи,  
особенно для тонкой и  
чувствительной кожи*



ДЛЯ МАССАЖА

Увлажняющий массажный крем для лица/без масла

*Легкий массажный крем без содержания масла для всех  
типов кожи. Обеспечивает прекрасное скольжение во время  
процедуры массажа, не закупоривает поры.*

*Дарит коже ощущение комфорта.*



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА: AMG199 BIO SONIC GEZATONE

- Этот прибор является прекрасной альтернативой дорогим услугам косметических салонов
- Видимый эффект после первой процедуры
- Может использоваться ежедневно для очищения кожи
- Приятная процедура очищения, во время которой кожа не травмируется и не растягивается благодаря возможности изменения направления вращения насадки
- Глубокое очищение пор
- Сочетание 2х видов процедур: очищения и массажа
- Укрепляющий и подтягивающий массаж при помощи специальной массажной насадки
- Подходит для всех типов кожи, для мужчин и женщин
- Корпус и насадки прибора изготовлены из прочных и гипоаллергенных материалов
- Беспроводная технология позволяет проводить процедуры с максимальным комфортом дома и в поездках





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: AMG199 BIO SONIC GEZATONE

- Раздражения на коже, заболевания кожи (экземы, псориаз, дерматиты)
- Нарушение целостности кожных покровов, травмы, свежие раны, ожоги и кровоподтеки
- Аллергические реакции кожи, солнечные ожоги
- Проблемы с кровообращением, диабет, туберкулез, наличие опухолей
- Невралгия тройничного нерва
- Гнойничковые заболевания кожи, акне в острой стадии
- Непосредственно после травмирующих процедур или в ходе курса процедур (лазерная шлифовка, химический пилинг)
- Повышенная чувствительность кожи к механическим воздействиям
- Купероз в области воздействия
- Герпетическая инфекция в стадии обострения
- Простуда, грипп, ОРВИ, повышенная температура



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование AMG199 Bio Sonic Массажер для лица Gezatone
- Артикул: 1301171
- Зарядное устройство: AC 100÷240В, 50÷60Гц/ DC 5В, 0,5 А
- Частота колебаний в режиме брашинга: 150 Гц /520 Гц
- Частота вращения роликовой насадки: 350 об. в мин/500об.  
в мин
- Диапазон рабочих температур: 15...35°C при влажности  
10%...70%
- Габариты в упаковке: 223x190x65 мм
- Вес в упаковке: 0,67кг
- ШК 3004564029849



**BIO SKIN**  
модель AMG199


сеть фирменных магазинов  
**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)  
WWW.SOZV.RU

**Присоединяйтесь:**

 [www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)

