

GÉZATONE

*3D моделирующий
массаж*



BIOLIFT iFace

МАСКА – МАССАЖЕР
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ВИБРО ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

EMS / МИОСТИМУЛЯЦИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖНАЯ МАСКА **BIOLIFT IFACE** ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВСЕХ ПРИЗНАКОВ УВЯДАНИЯ КОЖИ ЛИЦА. РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРЕПЛЯЕТ ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ И РАЗГЛАЖИВАЕТ КОЖУ, АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ, СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



» ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ, МОРЩИНЫ НА
ЛИЦЕ И В ОБЛАСТИ ГЛАЗ



» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ,
ДРЯБЛОСТЬ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



» ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА,
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ



» АТОНΙΑ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ
НЕДОСТАТОК ОБЪЕМА В НЕКОТОРЫХ
ЗОНАХ ЛИЦА



» НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, «УСТАЛОЕ»,
ТУСКЛОЕ ЛИЦО



» ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА


ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

МАССАЖЕР ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ 2 МЕТОДИК: ЭМС И ВИБРОМАССАЖА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОТОРЫХ ДОКАЗАНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ.



УКРЕПЛЯЕТ ЛИЦЕВУЮ МУСКУЛАТУРУ,
КОЖА ПОДТЯГИВАЕТСЯ И ЛИЦО
ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ.
НАРЯДУ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА, ЭМС
СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН
И УСТРАНЯЕТ «ПРОВИСАНИЕ» В ЗОНАХ
ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ОБЪЕМА ТКАНЕЙ.
МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ ЛИЦА, УЛУЧШАЕТ
ЦВЕТ И ТОН КОЖИ.

EMS / ЭМС
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ



ВИБРАЦИЯ 5000-10000 КОЛЕБАНИЙ В
МИНУТУ ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, МЫШЦЫ,
АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ,
ЛИМФОДРЕНАЖ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ПОМОГАЕТ ПОДТЯНУТЬ ОВАЛ ЛИЦА,
УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ
МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ
РАЗГЛАЖИВАНИЮ МОРЩИН.

ВИБРАЦИОННЫЙ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



Арт. 1301246

3

3 РЕЖИМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



МЕДИЦИНСКИЙ
СИЛИКОН

3

3 УРОВНЯ
ВИБРАЦИИ




ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ

- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ **ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ**
- МАСКА ПОВТОРЯЕТ КОНТУРЫ ЛИЦА И **ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ** К КОЖЕ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СИЛИКОНА
- **3 РЕЖИМА РАБОТЫ** ОКАЗЫВАЮТ ВСЕСТОРОННЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ ЛИЦА, КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КОРРЕКТИРУЮТ И УМЕНЬШАЮТ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ.
- УСИЛИВАЕТ **ЭФФЕКТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** / РЕКОМЕНДУЕТСЯ СПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТНЫЕ ГЕЛИ ИЛИ **НЕТКАНЫЕ МАСКИ**
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С КОМФОРТОМ НА ОТДЫХЕ И ДОМА

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



360°

ПОЛНЫЙ
ОХВАТ ЛИЦА

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 10 ТОЧЕК КРАСОТЫ: РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ПЛАСТИН НА МАСКЕ, ПО 5 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ РАСПОЛОЖЕНИЮ НА ЛИЦЕ «ТОЧЕК КРАСОТЫ»
- ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИМИТИРУЕТ АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА, СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН И ОТЁКОВ, ОКАЗЫВАЕТ ЛИФТИНГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 15 МИНУТ В ДЕНЬ И НЕ ОТВЛЕКАЕТ ОТ ОБЫЧНЫХ ДЕЛ.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ КУРСА.



УСИЛИВАЕТ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
КОСМЕТИКИ



СТИМУЛЯЦИЯ
10 «ТОЧЕК
КРАСОТЫ»



ИМИТАЦИЯ
АКУПУНКТУРНОГО
МАССАЖА



ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ
15 МИНУТ



«УМНЫЙ»
ТАЙМЕР


Арт. 1301246

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

MODE 1


СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ,
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,
ДРЕНАЖА.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ АКТИВОВ,
УСИЛЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ.
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА.

MODE 2


РЕЛАКС: УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА
МЫШЦ, СТИМУЛЯЦИЯ ТОЧЕК
КРАСОТЫ, ИМИТАЦИЯ
АКУПУНКТУРНОГО МАССАЖА.



РАЗГЛАЖИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА, СОКРАЩЕНИЕ
МОРЩИН, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА.

MODE 3

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА
КОЖУ И МЫШЦЫ.
УКРЕПЛЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА
МЫШЦ. ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ
ДРЯБЛОСТИ, УКРЕПЛЕНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА.

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА




ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ

КОНТАКТНАЯ ПЛАСТИНА

СИЛИКОНОВАЯ МАСКА

ДИСПЛЕЙ



ЗАСТЕЖКА

МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КАБЕЛЬ

ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ

КОНТРОЛЛЕР

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТКАНОЙ / ТКАНЕВОЙ МАСКИ ИЛИ АППАРАТНОГО ГЕЛЯ.

МАСКИ
СЕРИЯ “FRUIT SILK”



4501320K – 7 штук
4501321K – 7 штук
4501322K – 7 штук
4501323K – 7 штук

МАСКИ
СЕРИЯ “HOLLYWOOD
STAR MASK”



4516426K – 10 штук
4516425K – 10 штук

МАСКИ СЕРИЯ
“LOVELY CARE”



4516401K – 7 штук
4516402K – 7 штук
4516403K – 7 штук

МАСКИ СЕРИЯ “PLANT
FERMENT NUTRITION”



4501330K – 7штук
4501331K – 7штук
4501332K – 7штук

АППАРАТНЫЕ ГЕЛИ




4501418A – 300 мл
4501416A – 300 мл
4501417A – 300 мл
4504006K – 120 грамм

ТАКЖЕ, ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОТАНИЧЕСКИЕ, ШЕЛКОВЫЕ И
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ
МАКИЯЖА И
ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ПРОМОКНУТЬ
НАСУХО
САЛФЕТКОЙ.

НАНЕСТИ НА ЛИЦО
НЕТКАНУЮ /
ТКАНЕВУЮ МАСКУ ИЛИ
АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ.

ЗАКРЕПИТЬ IFACE НА
ЛИЦЕ, ВЫБРАТЬ
РЕЖИМ, ПРОВЕСТИ
ПРОЦЕДУРУ.

НАНЕСТИ КРЕМ /
СЫВОРОТКУ ПО
ТИПУ КОЖИ.

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ

«ЛИЦО СТАЛО
ПОДТЯНУТЫМ»

83%

«КОЖА СТАЛА БОЛЕЕ
УПРУГОЙ»

92%

КОЖА ПОДТЯНУТАЯ И В ТОНУСЕ
ЦВЕТ ЛИЦА ЯРКИЙ, РОВНЫЙ ТОН КОЖИ

ПОМОЛОДЕВШЕЕ ЛИЦО
ВЫГЛЯДИТ НАПОЛНЕННЫМ,
ОТДОХНУВШИМ И СВЕЖИМ

СОКРАЩАЮТСЯ
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
ВЫРАВНИВАЕТСЯ
МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ



71%

«ВОССТАНОВИЛСЯ
КОНТУР ЛИЦА»

96%

«УЛУЧШИЛСЯ ЦВЕТ
ЛИЦА»

МОРЩИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ И
СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

ОВАЛ ЛИЦА ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ
КОНТУРЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ОБЪЕМЫ В ЗОНАХ
«ПРОВИСАНИЯ»

* Данные психометрических результатов в рамках испытаний на группе женщин в возрасте от 35 до 55 лет, которые использовали устройство в течение 12 недель по 15 минут в день, 7 дней в неделю.

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- СИНУСИТЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 1301246

МАТЕРИАЛЫ: СИЛИКОН + КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не
входит): DC 5В, 0.5А-2А
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ,
3,7В, 450МА*Ч
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 5000-10000 КОЛЕБАНИЙ в минуту в
зависимости от выбранного режима
ПАРАМЕТРЫ EMS: пакки импульсов с амплитудой около 4
В и интервалом 2 сек.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 3 режима
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР: 15 минут
РАЗМЕР КОНТРОЛЛЕРА: 49*49*13,5 мм
РАЗМЕР МАСКИ: 29*19 см
ВЕС: 135 грамм



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ОКОЛО 2 часов




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>