

GÉZATONE

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

МОДЕЛЬ «MILI»



 MiLi®

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) Mili

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО ИЗМЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ?

Недостаточное увлажнение – одна из главных причин старения кожи. В результате потери влаги возникают такие знакомые многим проблемы, как:

- сухость
- стянутость
- шелушение
- потеря упругости
- дряблость
- мелкие морщинки
- тусклый цвет лица

Измерение уровня влажности кожи необходимо не только после солнечных ванн, но и при работе в помещениях с кондиционерами летом и в зимний отопительный период, а также при выборе косметических средств и процедур ежедневного ухода за кожей.

Своевременный контроль и регулярное измерение уровня влажности кожи поможет подобрать и вовремя начать применение интенсивных увлажняющих средств.



НАДОЛГО СОХРАНИТ
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ ВАШЕЙ КОЖИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) MiLi

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Измеритель влажности кожи (Bluetooth) MiLi Gezatone – универсальный высокоточный прибор для измерения влажности кожи. Стильный дизайн, компактный размер, быстрота и точность измерений делают этот прибор незаменимым помощником для каждой девушки.



Индикатор подключения к интернету оформлен кристаллом SWAROVSKI, что придает этому устройству особый шарм и привлекательность. Информация о показателях влажности кожи передается автоматически и отображается на экране Вашего смартфона.



Для владельцев устройств Apple™: iPhone™ (начиная с iPhone 4s), iPad™ (начиная с iPad 3), iPod™ Touch (начиная с iPod 5G), на базе iOS™ 7 и более поздней версии.

Для владельцев устройств Android™: любое мобильное устройство на базе Android™ 4.3 и более поздней версии. Способ передачи данных Bluetooth 4.0 и более поздние версии.



Данный прибор позволяет в считанные секунды определить влажность поверхности кожи на любом участке лица и тела. Простой в использовании, неприхотливый и точный прибор, не требующий специальных навыков и знаний для эксплуатации.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) Mili

3 ШАГА, 5 СЕКУНД –
ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ КОЖИ


1 ПОДКЛЮЧИТЕСЬ



2 ИЗМЕРЬТЕ




3 ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) MiLi

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ




- Определяет увлажненность кожи (содержание воды) в роговом слое эпидермиса.
- Измерение занимает всего несколько секунд, что позволяет быстро и наглядно показать уровень увлажненности кожи на экране Вашего смартфона.
- Мобильное приложение хранит измерения по 4 частям лица и тела, по месяцам и неделям.
- Полученные данные обрабатываются с учетом Вашего возраста, пола и типа кожи.
- На экране мобильного приложения Вы найдете рекомендации по уходу за кожей, с учетом индивидуальных особенностей Вашей кожи.
- Помогает сделать правильный выбор средств по уходу за кожей и отследить результаты их применения.
- Самый элегантный и компактный из всех приборов для диагностики состояния кожи.
- Портативный прибор, работающий от батареек.
- Великолепный подарок для девушек любого возраста.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) Mili


4 УЧАСТКА КОЖИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ



руки
30–38%






лицо
32–42%



глаза
35–45%



шея
35–42%



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) MiLi



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



1 Снимите защитный колпачок, чтобы получить доступ к сенсорам.

2 Включите Bluetooth на смартфоне и откройте приложение MiLi Pure App.

3 Нажмите кнопку на нижней части прибора. Если соединение Bluetooth установлено, замигает индикатор и данные появятся на Вашем смартфоне.



4 Выберите область кожи для тестирования в приложении для смартфона. Приложите прибор сенсорами к коже в этом месте.

5 Через 5 секунд результаты измерения отобразятся на дисплее смартфона.



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) Mili

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Для профилактики потери влаги и увлажнения молодой кожи 25+	Серия косметических препаратов «АКВА 24», Beauty Style	Увлажнитель для кожи лица Nano Steam AH 903, Gezatone
Для сухой, увядающей кожи с первыми признаками старения 35+	<ul style="list-style-type: none">Серия косметических препаратов «Секрет Арганы», Beauty StyleМаски для лица увлажняющие, Beauty Style	Приборы с функцией УЗ-фонофорез, гальваника, мезопорация + сыворотки с гиалуроновой кислотой, Beauty Style
Для увядающей кожи, для профилактики преждевременного старения 45+	Серия косметических препаратов «Стволовые клетки яблока», Beauty Style	Приборы с функцией УЗ-фонофорез, мезопорация + сыворотки с гиалуроновой кислотой, Beauty Style
Для увлажнения и защиты кожи рук	Суперувлажняющий крем для рук и локтей, Beauty Style	Набор для парафинотерапии в домашних условиях, Gezatone

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ (Bluetooth) MiLi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

Измеритель влажности кожи (Bluetooth) MiLi Gezatone

АРТИКУЛ

1301187

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

встроенная батарея 3В.,0,675 (Вт x Ч) (не обслуживается)

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Bluetooth 4.0 и выше

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС

iOS™ 7 и выше, Android™ 4.3 и выше

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

60x100x25 мм

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

приложение MiLi Pure

ШК: 3004564030036

Гарантия 1 год



GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: 8 (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 775 82 76 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti