

**GÉZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

# HOME HEALTH

GEZATONE  
модель m141



**100%**



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА HOME HEALTH GEZATONE m141


**GEZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

**МАССАЖ** – один из древнейших способов заботы о здоровье. Он избавляет от боли, расслабляет мышцы, улучшает самочувствие.

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА HOME HEALTH ПОЯС ЗДОРОВЬЯ КОМПАКТ GEZATONE МОДЕЛЬ M141 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ ЭФФЕКТИВНОГО МАССАЖА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.**

**ЭТО  
ФИТНЕСС-  
МАССАЖЕР С  
УНИКАЛЬНЫМИ  
ФУНКЦИЯМИ**

- моделирование фигуры
- борьба с целлюлитом
- укрепление мышц
- уменьшение объемов тела



Пояс способствует эффективному расщеплению жировой клетчатки и устраняет «апельсиновую корку».

Совмещая использование аппарата со специальной диетой, Вы эффективно избавитесь от лишнего веса.

Артикул 1301166

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
HOME HEALTH GEZATONE m141

**GEZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

## СОВМЕЩАЙТЕ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Интенсивный вибромассаж признан одним из лучших средств для восстановления состояния мышц и уменьшения объемов тела, стимуляции кровообращения и лимфотока, сокращения количества жировых отложений.

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА HOME HEALTH GEZATONE МОДЕЛЬ M141** – идеальный способ позаботиться о своей фигуре, восстановлении сил и общем тоне. Прибор подойдет и мужчинам, и женщинам, и тем, кто ведет сидячий образ жизни, и тем, кто активно тренируется.

**Многофункциональный массажный пояс**  
**Здоровье Компакт GEZATONE m141 поможет Вам**

- включать массаж в курсы интенсивного похудения
- быстро восстановить тонус мышц после тренировки
- справиться с целлюлитом любой стадии
- улучшить общее самочувствие
- стимулировать обменные процессы
- усилить действие косметики
- скорректировать наиболее проблемные зоны
- быстро снять спазмы и усталость
- повысить тонус мышц пресса, ягодиц и бедер
- вернуть бодрость духа и восстановиться после рабочего дня



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы достичь наилучших результатов, рекомендуется сочетать массажный пояс для похудения Здоровье GEZATONE m141 с физическими нагрузками и правильным питанием. Активный вибромассаж усиливает эффективность тренировок и повышает их результативность.

### ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

**Живот.** Массажер помогает избавиться от жировой прослойки в области живота и талии, способствует укреплению и тонизации мышц пресса.

**Поясница и спина.** Укрепление мышц спины, устранение дискомфорта, вызванного малоподвижным образом жизни и неправильной осанкой.

**Ягодицы и бедра.** Стимулирует расщепление жировых отложений, тонизирует мышцы, помогает избавиться от целлюлита.

**Икры.** Устранение тяжести в ногах, профилактика варикозной болезни.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Портативный корпус вмещает мощный вибромотор, который интенсивно воздействует на волокна мышечной ткани и подкожно-жировую клетчатку, стимулируя обменные процессы. Пояс не занимает много места, он пригодится в путешествии или в командировке, а массаж с ним не только полезен, но и очень приятен!

- Стильный дизайн и долгий срок службы.
- Применяется практически для всех зон тела.
- 5 уровней интенсивности воздействия.
- Работает от сетевого адаптера.
- Имеет автоматический режим массажа.
- Компактный размер и пульт управления.
- Усиливает эффективность тренировок.
- Повышает активность косметики.



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА HOME HEALTH GEZATONE m141

**GEZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**GEZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

Массажный пояс для эффективного похудения в области живота. Быстрое и комфортное преобразование Вашей фигуры.

**100% РЕЗУЛЬТАТ**

- Сокращает жировые отложения
- Способствует похудению
- Повышает тонус мышц
- Подтягивает живот
- Формирует профиль пресса

**GEZATONE**  
VIBROTONE PROFESSIONAL

Массажный пояс для эффективного похудения в области живота и талии. Быстрое и комфортное преобразование Вашей фигуры.

**100% РЕЗУЛЬТАТ**

- Сокращает жировые отложения
- Способствует похудению
- Повышает тонус мышц
- Подтягивает живот
- Корректирует талию и ягодицы

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Крем с фосфатидилхолином  
для женщин «Плоский живот»  
Modellage Beauty Style, 200мл.



Средство для похудения  
Beauty Style «Slim Express»  
для женщин, 200 мл,  
Modellage



Антицеллюлитный крем  
Beauty Style  
«CELL THERMOSHOCK»,  
200 мл, Modellage



Антицеллюлитный  
подтягивающий гель,  
Beauty Style «Целлюгель»,  
200мл

Применение многофункционального массажера HOME HEALTH GEZATONE модель m141 в сочетании с антицеллюлитными кремами и препаратами для уменьшения объемов тела повышает усвоение активных ингредиентов таких средств, повышает тонус кожи и предотвращает скопление жидкости в тканях.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Онкология.
- Болезни сердца и сосудов.
- Острые или гнойные воспаления.
- Царапины, раны, ожоги в местах проведения массажа.
- Периоды обострений тяжелых или хронических заболеваний.
- Беременность.
- При неврологических и ортопедических заболеваниях, гипертонии необходима консультация врача!



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: m141 Многофункциональный массажер для тела «Home Health» Gezatone
- Артикул: 1301166
- Напряжение питания AC 220 В, 50 Гц / DC 12 В, 1А
- Продолжительность непрерывной работы не более 25 минут
- Диапазон рабочих температур +10 ... 35°C при влажности 20-85%
- Размер в упаковке: 32x10,5x14см
- Вес: 920 г
- ШК 3004564029788
- Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.
- Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция
- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.



# GÉZATONE

VIBROTONE PROFESSIONAL



сеть фирменных магазинов

## СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 925-00-34  
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

Присоединяйтесь:



[www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)



[facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)



[vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)