

GÉZATONE



MASSAGE MAGIC МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ AMG712



ПРЕССОМАССАЖ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

МАССАЖ ШИАЦУ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ **MASSAGE MAGIC** ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СТОПЫ, РАССЛАБЛЯЕТ, СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ УСТАЛОСТИ., УМЕНЬШАЕТ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В МЫШЦАХ, ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ, ЛОМОТЫ И ЧУВСТВА ТЯЖЕСТИ В НОГАХ.



ПОВЫШЕННАЯ НАГРУЗКА НА НОГИ
ТЯЖЕСТЬ И ЛОМОТА В НОГАХ



ПРИХОДИТСЯ МНОГО
ХОДИТЬ / СТОЯТЬ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ТРАВМ



«СИДЯЧИЙ» ОБРАЗ
ЖИЗНИ, ОТЕКИ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

ДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА БАЗИРУЕТСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПРЕССИОННОГО, РОЛИКОВОГО МАССАЖА И МАССАЖА ШИАЦУ В СОЧЕТАНИИ С ИК ПРОГРЕВОМ.



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, КОТОРЫЙ ПОСТУПАЕТ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МАССАЖЕРА. ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ ОКАЗЫВАЮТ МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СТОПЫ.

ПРЕССОМАССАЖ МАССАЖ

Глубокий массаж усиливает приток крови, активизирует обменные процессы, выводит лишнюю жидкость и токсины



РОЛИКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЭФФЕКТИВНО ПРОРАБАТЫВАЕТ ВСЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ ТОЧКИ СТОПЫ. МАССАЖ ШИАЦУ УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ, ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ И УСТАЛОСТИ.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Специальная система роликов воздействует на всю поверхность ступни а также зону пятки.



УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ КОМПЛЕКСНОГО МАССАЖА СТОП, УСИЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ В ГЛУБОКИХ МЫШЦАХ, СПОСОБСТВУЕТ УСТРАНЕНИЮ ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ, РЕЛАКСИРУЕТ.

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ

ИК тепло повышает эластичность тканей, что необходимо для восстановления связок и мышц, а также для подготовки к тренировкам или повышенным нагрузкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301236

- ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК ДОКАЗАНА И ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
- ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТЫВАЕТ СТОПУ ДО ЩИКОЛОТКИ.
- СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ВИДОВ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИК ТЕПЛА ПОДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ В НОГАХ, УСТРАНИТ ОТЕКИ И ТЯЖЕСТЬ, СОЗДАСТ ЧУВСТВО КОМФОРТА ВО ВСЕМ ТЕЛЕ
- НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ НА ШПИЛЬКАХ
- СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ: ЛЕГКО СТИРАТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ.
- КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 15 МИНУТ, ПРИ ЭТОМ МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ В ТЕПЛЕ И УЮТЕ ДОМА. ТАКЖЕ МОЖНО ПРИ ЖЕЛАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ МАССАЖА ОТ 5 ДО 30 МИНУТ.
- УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: С ПУЛЬТОМ ДУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ НАКЛОНЯТЬСЯ К МАССАЖЕРУ

2

2 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



ВСЕГО 15 МИНУТ
В ДЕНЬ

3

3 РЕЖИМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТАЙМЕР



ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



ИК
ПРОГРЕВ

3

3 ВИДА
МАССАЖНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

ПОЛНОЦЕННЫЙ МАССАЖ НОГ ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ
ЛЮБОЙ ИЗ РЕЖИМОВ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕН ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ.

1

КОМБИНАЦИЯ
РОЛИКОВОГО МАССАЖА
И ИНТЕНСИВНОГО
ПРЕССОМАССАЖА



КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТОПЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСТРАНИТЬ ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ТЯЖЕСТЬ И УСТАЛОСТЬ, А ТАКЖЕ УСТРАНЯЕТ УСТАЛОСТЬ И СОНЛИВОСТЬ.

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ СПАЗМЫ МЫШЦ.

2

КОМБИНАЦИЯ
РОЛИКОВОГО МАССАЖА И
МЯГКОГО ДЕЛИКАТНОГО
ПРЕССОМАССАЖА



ДЕЛИКАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕЧНОСТИ, КОТОРАЯ ВОЗНИКЛА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ПРИ НОШЕНИИ ОБУВИ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ, А ТАКЖЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ НАГРУЗКЕ НА НОГИ (ПРИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ, НАПРИМЕР).

РЕЖИМ ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ, ОЩУЩЕНИЕ ЛОМОТЫ И ТЯЖЕСТИ В НОГАХ, УКРЕПИТЬ МЫШЦЫ.

3

ПРЕССОМАССАЖ



В ДАННОМ РЕЖИМЕ ПРОИСХОДИТ ГЛУБОКОЕ РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ СТОПЫ И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ ДРЕНАЖА И ДЕТОКСИКАЦИИ. УСИЛИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ К ТКАНЯМ, АКТИВИЗИРУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ,, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ


ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В
КОМПЛЕКТЕ



СЪЕМНЫЕ
ЧЕХЛЫ



СНИЗУ
УДОБНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СЕТЕВОГО ШНУРА.



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ

КНОПКА ВЫБОРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ИК ПРОГРЕВА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
МАССАЖЕРА

Арт. 1301236

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




УМЕНЬШЕНИЕ ТЯЖЕСТИ
И ЛОМОТЫ В НОГАХ



КОМФОРТ



ЛЕГКОСТЬ
В НОГАХ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- БЕРЕМЕННОСТЬ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ВАРИКОЗ, СКЛОННОСТЬ К ТРОМБОЗАМ, ПОВЫШЕННАЯ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ
- НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ НОГ, ИМПЛАНТАТОВ ИЛИ ШТИФТОВ НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- ПРИ ДИСФУНКЦИИ СУСТАВОВ, (РЕВМАТИЗМ, МОЛОТКООБРАЗНЫЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ, ПОДАГРА ИЛИ ОСТЕОПОРОЗ)
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. 1301236



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: АС 220-240 В., 50 ГЦ. / 12 В., 4
А.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: НЕ БОЛЕЕ 48 Вт.

ТАЙМЕР АВТООТКЛЮЧЕНИЯ: 15 МИН (+/- 2 МИН.)

СКОРОСТИ: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ

РАЗМЕРЫ: 650 ММ X 390 ММ X 305 ММ

ВЕС: 9,5 КГ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>