



GEZATONE
home health

Массажер для глаз

Gezatone iSee 380

массажер для глаз
iSee Color 380 



массажер для глаз


iSee Color 380

Арт: 1301161



Новейшая модель SPA-массажера для глаз Gezatone iSee Color 380, в основе работы которой лежит теория акупунктурного воздействия постоянным магнитным полем в области глаз с использованием современных достижений косметологии.

- Красота и здоровье глаз зависят от многих факторов. При постоянном напряжении зрения его четкость ухудшается, кожа вокруг глаз выглядит тусклой, образуются морщинки, мешки и круги под глазами.
- С этими проблемами можно справиться, если регулярно и комплексно ухаживать за областью вокруг глаз.
- Массажер iSee 380 – незаменимый помощник, который способствует восстановлению четкости зрения, улучшает внешний вид периорбитальной области.
- Сочетание функций приводит к трехмерному воздействию, обеспечивающий великолепный результат.



массажер для глаз

iSee Color₃₈₀



GÉZATONE
home health

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



- Головная боль
- Раздражение глаз
- Нечеткое восприятие
- Усталость и жжение глаз
- Устранение раздражения
- Нормализация выработки слез
- Двигательная активность лицевых мышц
- Нарушение восприятия, насморк

массажер для глаз

iSee Color³⁸⁰



Воздушный пресс-массаж

Способствует восстановлению, работоспособности и нормализации тонуса при утомлении глаз благодаря ритмичному воздействию.



Инфракрасный прогрев.

ИК-прогрев тканей помогает нормализовать глазное давление, снижает утомляемость.



Мультичастотный вибромассаж

Помогает эффективно снять напряжение глаз после тяжелого дня, улучшает внешний вид и тонус кожи, нормализует сон.



Релаксирующая музыка

6 мелодий, имитирующие звуки природы, сделают процедуру наиболее комфортной.



Акупунктурный массаж

Нежное воздействие на активные точки способствует восстановлению функции зрения, снятию спазм мышц, улучшению кровотока и лимфотока.




Мощные биомагниты

Воздействие магнитного поля на акупунктурные точки помогает активизировать обмен веществ и способствует нормализации зрения.



Эластичный ремень

Мягкая эластичная маска



Наушники

Гнездо для подключения сетевого адаптера

Гнездо для подключения наушников

Пульт управления



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О САМОЧУВСТВИИ ВАШИХ ГЛАЗ.

Новейшая модель массажера для глаз Gezatone iSee Color380 имеет в основе теорию акупунктурного воздействия. Прибор обеспечивает вибромассаж активных точек вокруг глаз, имеет тепловое, компрессионное и магнитное действие.


Улучшение функций зрения. Применение массажера каждый день в течении 5-10 минут снимет у Вас напряжение глазных мышц и переутомление глаз.

Нормализация сна. Проведение массажа в вечернее время поможет Вам снять напряжение и избавиться от бессоницы и головной боли. Косметическое воздействие. Прибор уменьшит Ваши темные круги и мешки под глазами.

Удобно и безопасно. Не имеет побочных эффектов, не вызывает привыкания.



ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ.



При современном ритме жизни, снижении физической активности, большом количестве стрессов и длительной работе за компьютером особенно страдают мышцы глаз и четкость зрения. Используя Массажер Gezatone iSee380, Вы сможете снять напряжение в перерыве рабочего дня в офисе, во время отдыха дома.



Эргономичный дизайн позволит Вам использовать массажер Gezatone iSee 380 в поездках и путешествиях.

Уменьшение напряжения глаз после работы на компьютере, выраженный косметический эффект: разглаживаются морщины в области глаз, снимаются отёки, устраняются темные круги и мешки под глазами, Ваша кожа вокруг глаз станет более упругой и эластичной.



Усиливается четкость зрения, снижается усталость глаз, улучшается общее самочувствие.

ЭФФЕКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- SPA-массажер для глаз Gezatone Isee Color380 эффективен при появлении нечеткости зрения в результате утомления и усталости глаз. Массажер может быть также полезен для профилактики нарушений зрения и способствует уменьшению морщин, темных кругов и мешков под глазами.
- Студентам, школьникам и людям, страдающим от повышенной нагрузки на глаза.
- Людям, вынужденным проводить много времени за мониторами компьютеров – операторам, бухгалтерам, дизайнерам, инженерам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые воспалительные заболевания глаз, катаракта, глаукома, др. серьезные заболевания глаз.
- Острые воспалительные инфекционные процессы.
- Нарушение целостности кожи, раны, травмы в месте воздействия.
- Онкологические заболевания.
- Обострение хронических заболеваний.
- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
Гипотонические состояния.
- При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача.
- После травмы или операции на глазах применение массажера возможно только при наличии разрешения врача.
- Состояние беременности.
- Не предназначен для использования детьми.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 6 В, 800 мА

(сетевой адаптер или 1,5 В x 4 шт. тип АА).

Потребляемая мощность: не более 4,8 Вт

Компрессионное давление: 86...106 кПа

Индукция постоянных магнитов: 400 Гс

Частоты вибромассажа: 40...100 Гц

Температура ИК-прогрева: 30...45°C

Диапазон рабочих температур: 5°-40°C

Допустимая влажность: 20...80%

Размеры упаковочной коробки: 220 x 245 x 250 мм

Масса: 950 г

массажер для глаз

iSee Color 380



GÉZATONE
home health



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti