

# GÉZATONE



МАССАЖЕР  
МИОСТИМУЛЯТОР  
ДЛЯ ТЕЛА  
TENS & FITNESS



## TENS & FITNESS

КОМПАКТНЫЙ, ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОР VIOLIFT EASY FITNESS СОЧЕТАЕТ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ TENS и EMS ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫШЦЫ И НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, УСТРАНЯЕТ СИМПТОМЫ УСТАЛОСТИ, УМЕНЬШАЕТ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В МЫШЦАХ.



### ? ПРИ КАКИХ ПРОБЛЕМАХ



АКТИВНЫЕ  
ТРЕНИРОВКИ



СТРЕСС,  
УСТАЛОСТЬ



ТЯЖЕСТЬ И ЛОМОТА  
В МЫШЦАХ



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  
НАГРУЗКИ



ПОВЫШЕННАЯ  
НАГРУЗКА



СНИЖЕНИЕ  
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ



РАЗДРАЖЕНИЕ,  
ПОДАВЛЕННОСТЬ



НАРУШЕНИЕ СНА,  
УПАДОК СИЛ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПОСЛЕ ТРАВМ



## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



### ТЕНС (TENS)

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА СЕНСОРНЫЕ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УСТРАНЕНИЮ БОЛЕВОГО СИНДРОМА. ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ TENS ВЫЗЫВАЕТ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ, ПРИВОДИТ К СНЯТИЮ МЫШЕЧНЫХ СПАЗМОВ, УЛУЧШЕНИЮ КРОВОТОКА И ЛИМФОТОКА.

МЕТОДИКА СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ ЭНДОРФИНОВ – ОСОБЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ - «ГОРМОНОВ РАДОСТИ».



### EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ

ОКАЗЫВАЕТ 2 ВАРИАНТА ВОЗДЕЙСТВИЯ: СТИМУЛИРУЮЩЕЕ И РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ.

ПРИ СТИМУЛИРУЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ EMS МЫШЦЫ УКРЕПЛЯЮТСЯ, ПОВЫШАЕТСЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ.

РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ, ПРИ СИМПТОМАХ МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ.

# GÉZATONE



## TENS & FITNESS



Арт. 1301233, мобильное устройство в комплект не входит

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- для мужчин и женщин
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ
- СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК: TENS И EMS ПОДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА ВО ВСЕМ ТЕЛЕ И УКРЕПИТ МЫШЦЫ, А ТАКЖЕ ИЗБАВИТ ОТ СТРЕССА
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ
- РАБОТАЕТ ОТ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
- 6 ВИДОВ МАССАЖА И 8 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГУТ СОЗДАТЬ ЛИЧНУЮ ПРОГРАММУ
- КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 30 МИНУТ, ПРИ ЭТОМ МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ В ТЕПЛЕ И УЮТЕ ДОМА
- ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

8

8 УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



РАБОТАЕТ ОТ  
МОБИЛЬНОГО  
УСТРОЙСТВА



ВСЕГО 30 МИНУТ  
В ДЕНЬ



СОЧЕТАНИЕ  
TENS И EMS



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ТАЙМЕР



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

6

6 ВИДОВ  
МАССАЖА



5 МИНУТ  
КАЖДЫЙ ВИД  
МАССАЖА



5 МИНУТ  
КАЖДЫЙ ВИД  
МАССАЖА

ШЕСТЬ ВИДОВ МАССАЖА,  
ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ В РАМКАХ  
ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ,  
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  
СТРЕССА И БОЛЕЗНЕННЫХ  
ОЩУЩЕНИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ  
КРОВООБРАЩЕНИЕ И  
ЛИМФОТОК, ОКАЗЫВАЮТ  
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ,  
УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО СНА И  
ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗМУ  
АДАПТИРОВАТЬСЯ К  
ПОВЫШЕННЫМ НАГРУЗКАМ.

## ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ



МАССАЖ



ПОСТУКИВАНИЕ



РЕЛАКСАЦИЯ



ТОНИЗАЦИЯ



АКУПУНКТУРНЫЙ



БАНОЧНЫЙ



# GEZATONE



## TENS & FITNESS

ГЕЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ




СУМОЧКА ФУТЛЯР  
КОМПЛЕКТЕ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длительность вых. импульсов: не более 200 мс, Частота вых. импульсов: не более 12,8 кГц  
Максимальное выходное напряжение: 80 В +/- 5 В, сопротивление нагрузки 1000 Ом  
Максимальный выходной ток: 80 мА  
Источник питания (внешний): DC 5 В, Потребляемая мощность: не более 0,4 Вт  
Автоматический таймер: 30 минут  
Уровни интенсивности: от 1 до 8, Режимы массажа: 6 видов (автоматическое переключение)

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

ПРИБО «EASY FITNESS» GEZATONE  
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК)




Арт. 1301233



3-в-1 КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ (USB  
ТИП А, USB ТИП С и для IPHONE)

# GÉZATONE

.....  
TENS & FITNESS



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УЛУЧШЕНИЕ  
СНА



НОРМАЛИЗАЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ В  
МЫШЦАХ



ОЩУЩЕНИЕ  
ГАРМОНИИ



УСТРАНЕНИЕ  
ЗАСТОЯ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭНЕРГИИ И  
ВЫНОСЛИВОСТИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ПАТОЛОГИИ КРОВИ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ ИЛИ ШТИФТОВ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.





сеть фирменных магазинов

# СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



## GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34  
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок  
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>